

Indikationen von Einwegschuhabdeckungen:

Für klinische medizinische Krankenhäuser und Patienten, staubfreie Werkstatt, Lebensmittelabrik.

Verpackung von Einwegschuhabdeckungen:

100pcs/ Bag, 2000pcs/ CTN. Kartongröße: 36*29*54 cm., 1*40Container kann 240.0000pcs laden.

Name	Schuhschutz
Material	Pp, pp+pe, cpe
Stil	Nähen, automatische Maschine hergestellt
Größe	38x15cm, 40x15cm, 41x17cm... ..
Farbe	Weiß, Blau, Grün, rote Farben können verfügbar sein.
Verpackung	100pcs/Bag, 2000pcs/CTN
Packdesign	Alle Innenbox- und Kartondrucke können als Design sein
MOQ	50000 PCs
Probe	kann für Ihre Qualitätsprüfung innerhalb von 3 Tagen kostenlos geliefert werden
Zahlungsweg	T/T, Paypal, Western Union, L/C, D/A, D/P, Treuhandverteiler,
Lieferzeit	Kapazität: 600.000 Prozent/Tag, 1*40HQ können innerhalb von 30 Tagen fertiggestellt werden.
FOB -Port	Wuhan/Shanghai/Ningbo/Guangzhou





