

- 1) Einweg
- 2) Erwärmung
- 3) hauptsächlich in Krankenhäusern für Patienten verwendet

Erhältlich in einer Vielzahl von Gewicht, Größe, Farbe und Verpackung wie angefordert; Kundenproben und Spezifikationen werden immer akzeptiert.

Verpackungsinformationen

1 PC/Beutel, 50 PCs/CTN

Hafen

Wuhan Shanghai

Wartezeit:

M
e
n
g
e
(
S
t
h
n
i
t
t
)

E
U
R
O
P
Ä
A
S
C
H
E
B
O
M
M
E
R
Z
W
E
I
T
T
A
G
)