

- 1) Einweg
- 2) Erwärmung
- 3) hauptsächlich in Krankenhäusern für Patienten verwendet

Erhältlich in einer Vielzahl von Gewicht, Größe, Farbe und Verpackung wie angefordert; Kundenproben und Spezifikationen werden immer akzeptiert.

Verpackungsinformationen

1 PC/Beutel, 50 PCs/CTN

Hafen

Wuhan Shanghai

Wartezeit:

M  
e  
n  
g  
e  
(  
S  
t  
h  
n  
i  
t  
t  
)

E  
U  
R  
O  
P  
Ä  
A  
S  
C  
H  
E  
B  
O  
M  
M  
E  
R  
Z  
W  
E  
I  
T  
T  
A  
G  
)