

Einführung

1. Proben und Anpassung verfügbar.
2. Professionelle Qualitätskontrolle zur Kontrolle der Produktqualität. Alle Produkte entsprechen internationalen Qualitätsstandards wie CE, ISO13485, FDA.
3. Haben Sie genug Erfahrung und erwarb ein hohes Ansehen von unseren Kunden auf der ganzen Welt. Wie Amerika, Südamerika, Europa, Südostasien, [Mittlerer Osten](#).
4. Schnelle Zahlung, schnelle Lieferung und konkurrenzfähiger Preis.
5. Stabile Qualität und bester Kundendienst.
6. OEM-Service ist verfügbar.

Unsere Dienstleistungen und Vorteile

- 1) [Hersteller](#) mit 12 Jahren Geschichte, haben großen Vorteil im Preis und in der Technologie;
- 2) Starke Produktionskraft, 1 * 40HQ kann innerhalb 15 Tage beendet werden;
- 3) Vielversprechendes Verkaufsteam: One-Stop-Service in 24 Stunden;
- 4) Hochwertige Versicherung: ISO9001, ISO13485, CE-zertifiziert, FDA registriert;
- 5) Proben können kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Name	Einweg geduldig Koloskopie-Shorts China-Hersteller
Material	SMS 40g, kann Sein 35-55 g
Farbe	Heiß im Blau oder dunkel Blau
Größe	L, XL im kurz Stil
Pack	10 Stück / einfach Poly Tasche, 10 Beutel / Karton, ctn Größe 40x28x30cm

MOQ 10000pcs

Lieferung Datum: um 30 Tage, oben zu Nachfrage Menge

Foto der wegwerfbaren geduldigen Koloskopie-Kurzschlüsse

