

## **Einweg-Polypropylen-Blech zur Neupositionierung und Übertragung von Patienten**

### **Merkmale des Einweg-Blattes**

- (1) die Einweg- Das Mitführen von Patienten ist speziell von einem nicht gewebt, Polypropylen-Material.
- (2) Es ist unglaublich stark mit einem maximalen Gewicht von 400 kg.
- (3) jedes Blatt ist gemacht, um drehen, Neupositionierung und Übertragung von Patienten sehr einfach mit 6 Griffe auf jeder Seite.

### **Die Spezifikation für Polypropylen-Bleche**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Material                      | Polypropylen  |
| Farbe                         | blau  |
| Stil                          | Ultraschall Hitze Sealing, mit Loch in der Länge Seite  |
| Größe                         | 195 cm * 85 cm (kann nach Wunsch des Klienten gebildet werden)  |
| Anwendung                     | Krankenhaus, Notfall Zentrum, Klinik  |
| MOQ                           | 5.000 Stk.  |
| Preis                         | Verhandelbar  |
| Zahlungsbedingungen           | T/t, L/C, d/A, d/P, Western Union, Treuhand, PayPal   |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10, 000pcs/Tag, 1 * 40 HQ Behälter kann in 15 Tagen beendet werden  |
| Lieferzeit                    | Nach dem Menge, normalerweise 30days nach Hinterlegung  |
| Verpackungs-Details           | Steril: 1 Stk/Papier Plastik Tasche, 50 Stk/CTN<br>Nicht Sterilisation: 1 Stk/Tasche, 50 PCs/CTN<br>Oder als Ihre Anforderungen |

### **Bilder von Einweg-Polypropylen-Folie**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

