

**sind aus hochwertigsten Materialien und bieten einen hervorragenden Schutz und einen hervorragenden Komfort:** - nicht fließende Materialien sind glatt und angenehm, um Hautreizungen zu beseitigen - hoch atmungsaktive Bauschichten sind auch während längere Fälle cool, auch während der Fälle

<b>Stoff Material</b>	SMS-Material
<b>Stil</b>	Mit Klettverschluss auf Kragen, Bindung an Taillenstrickmanschetten
<b>Abmessungen S. Ize</b>	X-3XL.
<b>Stoff W acht</b>	30-60g., C Ould sein Wie Ihre Anfrage
<b>Farbe</b>	Blaue Farbe
<b>Zertifikat</b>	ISO13485, FDA
<b>MOQ:</b>	10000. Stck
<b>Verpackungsdesign</b>	Kann als Design sein
<b>Verpackung</b>	1 stück / Kunststoff Papiertüte, 50pcs / ctn, oder als Ihre Anforderung
<b>Fähigkeit</b>	60.000. PCs pro Tag
<b>Lieferzeit</b>	7-30 Tage
<b>Anwendungen</b>	Labor, Klinik, Lebensmittelindustrie, staubfreier Werkstatt,Krankenhaus

Das Bild von [Einweg-verstärktes chirurgisches Kleid](#)



Set-in Sleeves



Raglan Sleeves



Waist card, more  
nient distinction the belt



Heat-welded ties



Ultra-sonic heat  
sealing seams





