

Alles Chirurgische Gewänder sind aus Materialien höchster Qualität gefertigt und bieten hervorragenden Schutz und überragenden Komfort:

- Nicht fesselnde Materialien sind glatt und angenehm, um Hautirritationen zu vermeiden
- Hoch atmungsaktive Konstruktionsschichten bleiben auch in langen Fällen kühl
- Verschiedene Stile können an Ihre unterschiedlichen Anforderungen angepasst werden

Stoff Material	SMS-Material
Stil	Mit Krawatten an Kragen und Taille, gestrickten Manschetten
Abmessungen size	X-3XL
Stoff wacht	30-60 gckönnte Sein wie deine Anfrage
Farbe	Blaue Farbe
Zertifikat	ISO13485, FDA
MOQ:	10000 Stck
Verpackungsdesign	kann wie Ihr Design sein
Verpackung	1 Stück / Plastikpapiertüte, 50 Stück / ctn, oder als Ihre Anforderung
Fähigkeit	60.000Stück pro Tag
Lieferzeit	7-30 Tage
Anwendungen	Labor, Klinik, Nahrungsmittelindustrie, dust-freie Werkstatt,Krankenhaus

[Das Bild von Einweg-OP-Kleid mit gestrickten Manschetten medizinischer Hersteller](#)





Tie on neck



Tie on belly



Tie on waist



Knitted cuff