

Unser Vorteil

1. direkt Hersteller
2. ISO13485, CE, FDA-Zertifikat
3. Kapazität: 10, 000pcs / Tag, 1 * 40HQ können innerhalb von 10-15 Tagen abgeschlossen sein;
4. OEM akzeptabel, Service in 24 Stunden.

Einweg-chirurgische Kleider aus Hochleistungs-Isolationsschutzmaterial. Weit verbreitet in der medizinischen Sicherheitsschutz, aseptischer Werkstatt, Schutzisolierung, Bergbaumelektronikfabrik, Fabrikfabrik-Bauernhof-Tierhaltung Biohazard und so weiter. Mit zwei Artenprozessen: Nähen oder Ultraschall-Thermalbonden.

Materialmerkmale

1. PP-Einweg-chirurgische Kleider

Es besteht aus hydrophoben Polypropylenmaterial, latexfrei; Abriebfeste; Niedriger Fussel; Mit einem hohen Flüssigkeitsabweisung.

Farbe: Weiß, Grün, Blau, Gelb, Orange und so weiter

Materialgewicht: 30-65gsm.

2. PP + PE-Einweg-Operationskleider

Es besteht aus PP + PE-Material, latexfrei; Abriebfeste; Völlig unkomplizierte Flüssigkeit und alkoholabweisend.

Farbe: weiß, grün, blau, gelb.

Material Gewicht: 40-65gsm.

3. SMS-Einweg-chirurgische Kleider (Standard und verstärkt):

Es besteht aus hydrophoben SMS / Spunlace-Material, latexfrei; Abriebfeste; Niedriger Fussel; Mit einem hohen Flüssigkeitsabweisung; Eine gute Barriere für Blut, Körperflüssigkeiten und Pathogene.

Mit Standard und verstärktem Stil. Verstärkter Stil mit zusätzlicher Schutzverstärkung auf der Hüfte & Brust, der vollständig undurchlässige Flüssigkeit und alkoholabweisend sein kann.

Verfügbare Farbe: weiß, blau.

Materialgewicht: 35-65gsm.

Krawatte / Klettverschluss am Hals, elastisch / geschnittene Manschette, Standard oder verstärkt.

Name	Einweg-chirurgische Kleider
Material	PP, PP / PE, SMS, SMMs, CPE
Stil	Bindung an / Klettverschluss am Hals, elastisch / gekürzte Manschette, Standard oder verstärkt
Größe	S-5XL.
Farbe	Weiß, Grün, Blau, Gelb, Rosa, Rot, Grau, Schwarz usw.
Verpackung	10pcs / Box, 10 Taschen / CTN oder 1 Stück / Tasche, 50 Stück / Tasche
Packungsdesign.	Alle inneren Kasten- und Kartonendrucks können als Design sein
Moq.	5000 Stück

Stichprobe	Kann innerhalb von 3 Tagen kostenlos für Ihre Qualitätsprüfung geliefert werden
Zahlungsweise	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, Escrow,
Lieferzeit	Kapazität: 10.000pcs / Tag, 1 * 40HQ können innerhalb von 10-15 Tagen abgeschlossen sein;
FOB-Port.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou