

## Produktbeschreibung

Einweg-Vlies-Vlies-Antiviren-Ohrschlaufenschutz Lieferanten für Gesichtsfiler mit hoher Filtration

Die 3-lagige Innen- und Außenschicht besteht aus PP-Vlies. Die mittlere Schicht besteht aus 99-Filterpapier mit hohem Standard. Mit Ohrschlaufe.

## Vorteile

1. Direkter Hersteller, ISO CE FDA-zertifiziert 3-fach gewebte chirurgische Einweg-Gesichtsmaske, alle Farben.
2. **ISO, CE, FDA, BFE > 99%, Typ II / Typ IIR** Standard.
3. Kapazität: 1000.000 Stück / Tag, 1 \* 40HQ kann innerhalb von 10-15 Tagen fertiggestellt werden;
4. Laxetfrei, leicht zu atmen, umweltfreundlich, OEM-Verpackungsdesign, Service in 24 Stunden.
5. Hautfreundlich, hypoallergen, komfortabel, hohe Atmungsaktivität, glasfaserfrei, latexfrei

## Spezifikationen

Material	3-fach PP-Vlies 25 g + Filter 25 g + pp Vlies 25 g
Feature	Hautfreundlich, hypoallergen, komfortabel, hohe Atmungsaktivität, glasfaserfrei, latexfrei
Stil	Elastische Ohrschlaufe (latexfrei)
Größe	17,5 x 9,5 cm (Erwachsene)
Farbe	weiß, grün, blau, pink, gelb, pink, orange, lila, rot, apfelgrün, schwarz (alle Farben können verfügbar sein)
Verpackung	Nicht steril: 50 Stück / Karton, 2000 Stück / ctn oder 1000 Stück / ctn
Verpackungsdesign	Der gesamte Druck von Innenboxen und Kartons kann Ihrem Design entsprechen
Kartongröße	52x38x30cm
Anwendungen	klinisches medizinisches Personal und Patienten des Krankenhauses. staubfreie Werkstatt, Labor, Lebensmittelindustrie, Elektronikhersteller und so weiter
MOQ	10000 PCS
Stichprobe	Kann innerhalb einer Woche kostenlos für Ihre Qualitätsprüfung geliefert werden
Zahlungsfrist	T / T, L / C, D / A, D / P / ESCROW
Lieferzeit	1 * 40HQ kann innerhalb von 7-10 Tagen fertiggestellt werden. Je nach Menge (2 Millionen Stück pro Tag)
FOB-Anschluss	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

## Verpackung & Versand

Nicht steril: 50 Stück / Karton, 40 Kartons / ctn oder 20 Kartons / ctn

## **Unsere Dienstleistungen**

### **1. Stellen Sie Produkte von höchster Qualität bereit**

Das professionelle QC-Team kontrolliert jeden Schritt der Produktion bis zum Laden streng.

### **2. Die schnellste Lieferzeit**

Wenn dringend, kann 1 \* 40HQ innerhalb von 5-7 Tagen fertig sein!

Normalerweise kann 1 \* 40HQ innerhalb von 10-15 Tagen fertig sein!

In der Hauptsaison kann 1 \* 40HQ innerhalb von 25-30 Tagen beendet werden!

### **3. Der günstigste Preis**

Investieren Sie kontinuierlich in die Verbesserung unserer Fachkräfte, Produkte und Prozesse, um die Kosten für jeden Schritt zu minimieren!

### **4. Der süße und schnelle Service**

Unsere Mitarbeiter werden immer so geduldig auf Ihre Fragen antworten

innerhalb von 5-10 Minuten.

### **5. Wir können auch helfen, verbundene Produkte zu beschaffen.**

Neben allen Arten von medizinischen Einwegprodukten können wir Ihnen auch dabei helfen, die angeschlossenen Produkte nach Ihren Wünschen zu beschaffen!

## **Firmeninformation**

Wuhan Orient Honest Medical Products Co., Ltd. ("Orient Honest") ist eine globale Produktentwicklung und das direkt produzierende Unternehmen, das sich auf Innovation und kostengünstige medizinische und Schutzbedarf spezialisiert hat. Orient Honest hat sich auf unsere umfangreichen Produktlinien wie alle Arten von erweitert **Einweg-Schutzanzüge, OP-Kittel, Laborkittel, Gesichtsmasken, Bettlaken, OP-Kappen, Überschuhe, Armstulpen, Regenponchos, Schürzen, Mulltupfer, Wattebäusche** und so weiter.

Orient Honest ist ein schnell wachsendes Unternehmen. Kundenzufriedenheit ist immer unsere Mission und unser Ziel. Unser Engagement für die kontinuierliche Verbesserung unserer Herstellungsprozesse, die Verbesserung der Produktleistung und die Entwicklung neuer kostengünstiger Produkte, um den Anforderungen verschiedener Kunden und Märkte gerecht zu werden. Alle unsere Produkte entsprechen internationalen Qualitätsstandards wie ISO13485, CE, FDA.

Unsere Waren werden bereits nach Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien usw. exportiert.