

Einwegweißer, staubdichter Laborkittel mit Fabrikbeutel

Laborkittelanwendungen und -materialien:

- 1) Krankenhaus-, chemische und pharmazeutische Industrie
- 2) Elektronischer Raum und Reinigung
- 3) Reinigung
- 4) Lab

Unser **Laborkittel Normales Material:**

- 1) PP / SPP (100% Polypropylen-Spinnvlies)
- 2) SMS (Polypropylen Spun Bond Vliesstoff + Schmelzgeblasen Vlies + Polypropylen-Spinnbindung (Vlies))
- 3) PP + PE-Film
- 4) Mikro

Details zum Laborkittel-Design

- 1) Kragen: Kragen stricken oder Kragen umdrehen (Einzel- / Doppelkragen)
- 2) Vorderseite: Knöpfe, Kunststoffausschnitt (Kunststoffverschluss) oder Reißverschluss vorne erhältlich
- 3) Manschetten: offene, elastische oder gestrickte Manschetten
- 4) Tasche: mit / ohne Tasche
- 5) Rückensituation: Das hintere Ende kann ca. 20 cm geöffnet werden, um dem Benutzer mehr Komfort zu bieten

Laborkittelgröße:

Coverall size	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Height (CM)	96	100	104	108	112	115	118	121
Chest circumference(CM)	140	144	148	152	156	160	164	168
Sleeve length(CM)	57	57	57	58	58	58	59	59

Laborkittelverpackung

Normalerweise 5 Stück pro Beutel, 50 Stück oder 100 Stück pro Karton oder nach Ihren Wünschen.



[ähnlichProdukte:](#)

