

## Die Eigenschaft von disposable gelb **SMS-Isolationskleid** mit Daumenloch

- Das Produkt ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Nach Gebrauch bitte gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsorgen
- Die flexiblen Manschetten verringern die Wahrscheinlichkeit, dass Hautreste auf den Patienten übertragen werden, während die Fingerfertigkeit erhalten bleibt
- Es enthält kein Latex

## Die Spezifikation von dmögliche SMS-Isolierung **Kleid** mit Daumenloch

Stoffmaterial	SMS 45g
Stil	hinten offen, Manschette mit Daumenloch
Abmessungen Größe	120 * 140 cm, 130 * 150 cm
Farbe	blau, gelb oder als Ihre Anfrage
Zertifikat	CE, ISO 13485, FDA
MOQ:	100.000 Stück
Verpackungsdesign	kann wie Ihr Design sein
Verpackung	10 Stück / Beutel, 1000 Stück / ctn oder nach Ihren Wünschen
Fähigkeit	50.000 Stück pro Tag
Lieferzeit	5-15 Tage
Anwendungen	Krankenhaus, Labor, Klinik, Lebensmittelindustrie, staubfreie Werkstatt

## Das Bild von dEinweg-SMS-Isolationskleid AAMI Level 3 Standard



