

## **Eigenschaften von EN14683 Typ IIR medizinische Gesichtsmaske in Blau**

Alle Masken bestehen aus hochwertigem Material und bieten hervorragenden Schutz und überragenden Komfort:

- Glattes und angenehmes nicht gerolltes Material zur Beseitigung von Hautreizungen
- Eine sehr atmungsaktive Konstruktionsschicht bleibt auch in langen Fällen kühl
- Antibeschlagmasken sind mit Schaum oder Folie erhältlich, um ein Beschlagen zu verhindern
- Extra lange Krawatten erleichtern das Spenden

## **Spezifikationen EN14683 Typ IIR blaue medizinische Gesichtsmaske**

Bemaßungsgröße	17,5 * 9,5 cm
Stoffgewicht	PP25gsm + MB25gsm + PP25gsm, kann als Ihre Anfrage sein
Farbe	Blau
Zertifikat	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	100000 Stk
Verpackungsdesign	kann wie Ihr Design sein
Verpackung	50 Stück / Karton, 2000 Stück / Stück oder nach Ihren Wünschen
Fähigkeit	1.000.000 Stück pro Tag
Lieferzeit	7-30 Tage
Anwendung	Krankenhaus, Labor, Klinik

## **Bild von EN14683 Typ IIR medizinische Gesichtsmaske in Blau**



