Product details

Informationen von Einweg-Kissenbezug und Bettlaken

1) Material: nicht gesponnen,PP.SMS.mikroporöser

2) Gram Gewicht: 15-100gsm

3) Farbe: Weiß, blau, gelb, grün oder usw.

4) Größe: 200cm * 120cm / 200cm * 90cm / 180cm * 120cm / 180cm * 90cm / 90 * 60cm Oder als Ihre

Anforderungen

5) Art: in zwei Enden elastisch oder elastisch in vier Ecken

Die Handelsbedingungen von günstigen Preis Einweg Hotel Bettwäsche, Einweg-non-woven Bettlaken Set

MOQ 5.000 Stück Preis Verhandelbar

Zahlungsbedingungen T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, ESCROW,Paypal

Versorgungsmaterial-Fähigkeit 10,000pcs /Tag Lieferzeit Je nach der Menge

Verpackungsdetails Steril: 1 PC /Papier Kunststoff Tasche, 50 PC / Ctn

Nicht sterilisieren: 5 Stück / Beutel, 50 PC / ctn

Oder wie Ihre Anforderungen

Product display



The regular shipment way





FAQ

F:1. Welches sind die wichtigsten Länder, die Sie exportieren?

A: Deutschland, Schweiz, Österreich, Italien, Frankreich, Großbritannien, USA, Saudi-Arabien, Chile, Mexiko, Peru, Brasilien, Korea, Japan, Thailand und so weiter.

F:2. Können Sie uns einen Überblick über den Bereich der Produkte, die Sie speziell von Ihrer eigenen Fabrik herstellen?

A: Unsere eigene Fabrik vor allem alle Arten von Einweg-Gesichtsmasken, Mützen, Overalls, OP-Kittel produzieren,

Laborkittel, Bettwäsche, Arm Ärmel, Überschuhe, OP-Abdeckungen, regen Ponchos, Schürzen und so weiter.

F: 3. Wie viele Produktionslinien sind für Ihre wichtigen Bereich der Produkte?

EIN: 2 Produktionslinien für Gewebe PP, SMS, PP / PE-Material.

2 staubfreien Werkstätten für chirurgische sterile Produkte

5 automatische Kappen Maschinen und 5 automatische Schuh Bucht Maschinen.

10 automatische Gesichtsmaske Maschinen.