Volle farbe wegwerfende nicht gewebt 4ply feder mask

4-Schichten, Innen- und Außenschichten sind COOR PP nicht gewebt, mittlere Schicht ist ein hohes Standard-Filterpapier mit hohem Standard 99.with-Stil.

Gewicht: 25 + 25 + 25 + 25 (beguem, ohne Glasfasern, latexfrei.)

Größe: 17.5x9.5cm (Erwachsene)

Vorteile

- 1. Sehr geringe atmende Beständigkeit, frei von fremden Geruch, ohne anregendes Gefühl.
- 2. Die Nasenleiste kann anpassungsfähig, beguem, ohne Glasfasern, latexfrei sein.
- 3. PFE (Filtrationseffizienz nicht fettiger Partikel) ≥30%.
- 4. BFE (Bakterienfiltrationseffizienz) ≥95% (99%).
- 5. Verwenden Sie Ultraschallschweißtechnologie, bequemes Tragen.
- 6. Weiß, Blau, Grün, Rot, Rosa, Gelb kann verfügbar sein

Verpackung

Nicht steril, 50pcs / Box, 2000pcs / ctn, kartongröße: 52x38x30cm,

Angaben

- 1. Sterile Produkte werden für krankenhaus klinische medizinische Personal und Patienten verwendet.
- 2. Nicht sterile Produkte können für staubfreie Werkstatt, Krankenhaus, Labor, Lebensmittelindustrie, elektronische Fertigerzeugnisse usw. verwendet werden.
- 3. Um zu verhindern, dass die Verbreitung von Körperflüssigkeiten und Blutspritzengehalt und Isolatstaub, Partikel, Alkohol, Blut, Bakterien und Viren eindringen.

Zahlungsfrist: T / T, L / C, D / A, D / P / ESECROW

Lieferzeit: Wie Sie an der Menge (wir können 1 Millon-PCs pro Tag beenden)

FOB-Anschluss: Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Einweg-chirurgische Gesichtsmaske

Beschreibung	Volle farbe wegwerfungen nicht gewebt 4ply face mas
Material	4ply,
Gewicht	25 + 25 + 25 + 25g (bequem, ohne Glasfasern, latexfrei.)
Stil	Elastische Ohrschleife (latexfrei)
Größe	17,5x9,5 cm (erwachsen)
	Weiß, Grün, Blau, Rosa, Gelb, Rosa, Orange, Lila, Rot (alle Farben können verfügbar sein)
Verpackung	Nicht steril: 50 Stück / Box, 2000pcs / ctn
Packungsdesign.	Alle inneren Kasten- und Kartonendrucks können als Design sein
Kartongröße	52x38x38cm

	Krankenhaus klinisches medizinisches Personal und Patienten. staubfreier Werkstatt,, Labor, Lebensmittelindustrie, elektronische Hersteller usw.
Moq.	5000 Stück
1 -	Kann innerhalb einer Woche kostenlos für Ihre Qualitätsprüfung geliefert werden
Zahlungsbezeichnung	T / T, L / C, D / A, D / P / ES