

Volle farbe wegwerfende nicht gewebt 4ply feder mask

4-Schichten, Innen- und Außenschichten sind COOR PP nicht gewebt, mittlere Schicht ist ein hohes Standard-Filterpapier mit hohem Standard 99.with-Stil.

Gewicht: 25 + 25 + 25 + 25g (bequem, ohne Glasfasern, latexfrei.)

Größe: 17.5x9.5cm (Erwachsene)

Vorteile

1. Sehr geringe atmende Beständigkeit, frei von fremden Geruch, ohne anregendes Gefühl.
2. Die Nasenleiste kann anpassungsfähig, bequem, ohne Glasfasern, latexfrei sein.
3. PFE (Filtrationseffizienz nicht fettiger Partikel) $\geq 30\%$.
4. BFE (Bakterienfiltrationseffizienz) $\geq 95\%$ (99%).
5. Verwenden Sie Ultraschallschweißtechnologie, bequemes Tragen.
6. Weiß, Blau, Grün, Rot, Rosa, Gelb kann verfügbar sein

Verpackung

Nicht steril, 50pcs / Box, 2000pcs / ctn, kartongröße: 52x38x30cm,

Angaben

1. Sterile Produkte werden für krankenhaus klinische medizinische Personal und Patienten verwendet.
2. Nicht sterile Produkte können für staubfreie Werkstatt, Krankenhaus, Labor, Lebensmittelindustrie, elektronische Fertigerzeugnisse usw. verwendet werden.
3. Um zu verhindern, dass die Verbreitung von Körperflüssigkeiten und Blutspritzengehalt und Isolatstaub, Partikel, Alkohol, Blut, Bakterien und Viren eindringen.

Zahlungsfrist: T / T, L / C, D / A, D / P / ESECROW

Lieferzeit: Wie Sie an der Menge (wir können 1 Millon-PCs pro Tag beenden)

FOB-Anschluss: Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Einweg-chirurgische Gesichtsmaske

Beschreibung	Volle farbe wegwerfungen nicht gewebt 4ply face mas
Material	4ply,
Gewicht	25 + 25 + 25 + 25g (bequem, ohne Glasfasern, latexfrei.)
Stil	Elastische Ohrschleife (latexfrei)
Größe	17,5x9,5 cm (erwachsen)
Farbe	Weiß, Grün, Blau, Rosa, Gelb, Rosa, Orange, Lila, Rot (alle Farben können verfügbar sein)
Verpackung	Nicht steril: 50 Stück / Box, 2000pcs / ctn
Packungsdesign.	Alle inneren Kasten- und Kartonendrucks können als Design sein
Kartongröße	52x38x38cm

Anwendungen	Krankenhaus klinisches medizinisches Personal und Patienten. staubfreier Werkstatt,, Labor, Lebensmittelindustrie, elektronische Hersteller usw.
Moq.	5000 Stück
Stichprobe	Kann innerhalb einer Woche kostenlos für Ihre Qualitätsprüfung geliefert werden
Zahlungsbezeichnung	T / T, L / C, D / A, D / P / ES