

Hohe Qualität [Einweg-Bettwäsche](#)

Einweg-Bettlaken: Flaches, elastisches Ende, quadratische Kante

Größe: 80 x 190 + 20 cm, 90 x 200 + 20 cm, 160 x 190 + 20 cm, 160 x 200 + 20 cm, 180 x 200 + 20 cm ...

Verpackung: 5 Stück / Beutel, 5 Stück / AG oder 1 Stück / Beutel, 50 Stück / CTN.

Spezifikation Hohe Qualität [Einweg-Bettwäsche](#)

Stoff	PP, PP / PE, SMS, SMMS,
Stil	Flaches, elastisches Ende, quadratische Spitze, Rolle
Bemaßungsgröße	80 x 190 + 20 cm, 90 x 200 + 20 cm, 160 x 190 + 20 cm, 160 x 200 + 20 cm, 180 x 200 + 20 cm
Farbe	weiß, grün, blau, gelb, pink etc.
Zertifikat	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	5000 Stk
Verpackungsdesign	Alle Innentaschen und Kartondrucke können Ihrem Design entsprechen
Verpackung	10 Stück / Karton, 10 Beutel / Stück oder 5 Stück / Beutel, 50 Stück / Beutel
Fähigkeit	Kapazität: 10.000 Stück / Tag,
Lieferzeit	1 * 40HQ Einwegbettwäsche kann innerhalb von 10-15 Tagen fertig sein;
Anwendung	Krankenhaus, Labor, Klinik, Lebensmittelindustrie, staubfreie Werkstatt
FOB-Anschluss	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou
Bezahlverfahren	T / T, PayPal, West Union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,