

## Hauptmerkmale:

- 1 Atmungsaktiv, weich, bequem
  2. Öffnen oder schließen Sie den Zehenscheiben
  3. Kann logo und farbig angepasst werden
  - 4 Vorteile wie rutschfester, Komfort, Flexibilität, Wasserbeständigkeit, leichte Bent und andere unter Einzelpersonen
- Verpackung: 1 Paar / Tasche, 50 Paare / CTN

Produktname	Einweg-Slipper
Material	Baumwolle , Leinen, Tuch, nicht gewebt oder maßgeschneidert
Anwendung	Hotels, Spa-Parland, Krankenhäuser und Häuser ...
Feature	rutschfester, Komfort, Flexibilität, Wasserbeständigkeit, leicht gebogen
Moq.	2000 Paare
Verpackung	1 Paar / Beutel, 50 Paare / CTN oder Anpassung
Größe	28 * 11 cm oder maßgeschneidert
Stichprobe	Musterfrei, kann innerhalb von 3 Tagen kostenlos für Ihre Qualitätsprüfung geliefert werden
FOB-Port.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou, als Ihre Anforderung