

## Product details

### Technische Daten der medizinischen Gesichtsmaske

Material	PP non-woven + hohe Filterpapier + PP Vlies
Stoff wacht	Könnte Sein wie deine Anfrage
Ear-Schleife	Anknüpfen oder Ohrbügel
Größe	17.5 * 9.5cm, oder als Ihre Anforderungen
Farbe	weiß / blau / grün / pink / gelb / orange / lila / Zitrone /Capri blau / bordeaux/schwarz

### Unser lustiges Gesicht Einweg-OP-Maske können folgende Qualitätsstandard erreichen

- 1) Konform mit EN14683: 2005
- 2) Bakterienfiltrationseffizienz (BFE%) & gt; 99%.
- 3) TYP IIR-Standard, reständigkeit von synthetischem Blut-120mmHg gegen Penetration.

### Verpackung aus gefaltetem einfaches Design Maske

50pcs / box, 40boxes / ctn, 52x19x42cm;

1 \* 20 GP Behälter können 1.400.000 Stück von Masken, 700 ctns halten;

1 \* 40 HC Container kann 3.450.000 Stück der Maske, 1725 ctns halten.

Oder wie Ihre Anforderungen.


## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## FAQ

Q1: .Wie Lösen Sie Qualitätsprobleme wenn überhaupt?

A: Unsere Fabrik wird die höchste Aufmerksamkeit auf Qualitätsfragen zu zahlen. Wir werden tief die Ursache für die Probleme untersuchen und die beste Lösung zukünftige Probleme zu vermeiden. Inzwischen werden wir Entschädigung für unsere Kunden entsprechen.

Q2: Was ist Ihre Produkte Ablaufdatum?

A: Etwa 3-5 Jahre.

Q3: Haben Sie Ihr Unternehmen System jede Qualitätsmanagement wie ISO, EN oder CE-Zertifikat (e)?

A: Ja, wir haben CE, ISO13485, FDA, REACH und NELSON Bericht.