

IIR chirurgischen Gesichtsmasken, Krawatte auf medizinische Maske, Einweg-Gesichtsmaske 3ply Verkäufer

Durchführung von chirurgischen Gesichtsmasken

- 1) Um die Ausbreitung von Körperflüssigkeiten und Blut spritzen Inhalte zu verhindern.
- 2) Konform mit EN14683 und FDA
- 3) Bakterienfiltrationseffizienz (BFE%) & gt; 99%.

Schnelle Details der Bindung einer medizinischen Maske

- 1) Schicht: 3ply, PP non-woven + hohe Filterpapier + PP Vlies
- 2) Größe: 19.5X7.5cm
- 3) Farbe: weiß / blau / grün / pink / gelb / orange / lila / Zitrone / Capri blau / bordeaux / schwarz, wir haben 11different Farben völlig.
- 4) Ohrschleife: Krawatte auf
- 5) Nasenleiste: Kunststoff oder Metall
- 6) Normale Verpackung: 50 Stück / Karton, 2000 PC / ctn oder als Ihre Anforderung

Die Handelsbedingungen von chirurgischen Gesichtsmasken

MOQ	100.000 Stück
Preis	Verhandelbar
Zahlungsbedingungen	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, ESCROW, Paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit	1.000.000 Stück / Tag, 1 * 40 HQ Container kann in 15 Tagen fertig sein
Lieferzeit	Normalerweise bestätigt 30 Tage nach der Bestellung
Sample	Probe frei ist, kann auch in 2 Tagen vorbereitet werden

Warum Uns Wählen ?

- 1) Direkt Hersteller für Krawatte auf medizinische Maske, Fabrikpreis
- 2) NELSON, ISO, CE-Zertifikate, BFE & gt; 99%, Typ II / Typ IIR-Standard.
- 3) OEM Verpackung Design, Service innerhalb von 24 Stunden.
- 4) latexfrei, leicht Atem, umweltfreundlich. Verwendet in Klinik, Krankenhaus, Apotheke, Lebensmittelverarbeitung, Schönheitssalon, Elektronik-Industrie, etc.

Bild von 3ply Gesichtsmaske

