

## **Das Eigentum von Level 2 Einweg Isolationskleid Ultraschallnaht**

Diese Kleider in voller Länge bestehen aus einem flüssigkeitsbeständigen, kühlen und bequemen Material, das sowohl Schutz als auch Komfort bietet.

Sie sind eine kostengünstige Alternative zu Laborkitteln und verfügen dennoch über wichtige Merkmale wie Taillenbänder und elastische Manschetten.

Der knielange blaue Mantel ist unisex.

## **Die Spezifikation der Einwegisolierung der Stufe 2 Kleid Ultraschallnaht**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Stoffmaterial     | PP + PE, PP-beschichtete PE-Folie                                       |
| Stil              | Mit Klettverschluss oder Krawatten am Kragen, Krawatten an der Taille   |
| Abmessungen Größe | 120 * 140 cm, 130 * 150 cm  |
| Farbe             | Weiß, Blau, Gelb oder als Ihre Anfrage                                  |
| Zertifikat        | CE, ISO13485, FDA   |
| MOQ:              | 100.000 Stück   |
| Verpackungsdesign | kann wie Ihr Design sein  |
| Verpackung        | 10 Stück / Beutel, 1000 Stück / ctn oder nach Ihren Wünschen            |
| Fähigkeit         | 50.000 Stück pro Tag  |
| Lieferzeit        | 5-15 Tage   |
| Anwendungen       | Krankenhaus, Labor, Klinik, Lebensmittelindustrie, staubfreie Werkstatt |

## **Das Bild von Level 2 Einweg Isolationskleid Ultraschallnaht**



