

Das Eigentum von Level 2 Einweg Isolationskleid Ultraschallnaht

Diese Kleider in voller Länge bestehen aus einem flüssigkeitsbeständigen, kühlen und bequemen Material, das sowohl Schutz als auch Komfort bietet.

Sie sind eine kostengünstige Alternative zu Laborkitteln und verfügen dennoch über wichtige Merkmale wie Taillenbänder und elastische Manschetten.

Der knielange blaue Mantel ist unisex.

Die Spezifikation der Einwegisolierung der Stufe 2 Kleid Ultraschallnaht

Stoffmaterial	PP + PE, PP-beschichtete PE-Folie
Stil	Mit Klettverschluss oder Krawatten am Kragen, Krawatten an der Taille
Abmessungen Größe	120 * 140 cm, 130 * 150 cm
Farbe	Weiß, Blau, Gelb oder als Ihre Anfrage
Zertifikat	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	100.000 Stück
Verpackungsdesign	kann wie Ihr Design sein
Verpackung	10 Stück / Beutel, 1000 Stück / ctn oder nach Ihren Wünschen
Fähigkeit	50.000 Stück pro Tag
Lieferzeit	5-15 Tage
Anwendungen	Krankenhaus, Labor, Klinik, Lebensmittelindustrie, staubfreie Werkstatt

Das Bild von Level 2 Einweg Isolationskleid Ultraschallnaht



