

## Anwendung Einweg-Ohr-Schleife Gesichtsmaske

- 1) Für Krankenhaus klinische medizinische und Patienten, staubfreien Werkstatt, Lebensmittelabrik.
- 2) Um zu verhindern, der Ausbreitung von Körperflüssigkeiten und Blut spritzen Inhalt.

## Merkmale Einweg-Krankenhaus Masken

- 1) Einweg-Ohr-Loop-Gesichtsmaske wird von 3-Schichten, inneren und äußeren Schichten sind PP non gewebt, mittlere Schicht hohen Standard N95 / N98-Filterpapier.
- 2) Der Nasenbügel bequem werden kann nach den verschiedenen Gesichtsformen angepasst;  
Der Ohrbügel ist fest und nicht leicht zu fallen;
- 3) Nicht reizend und weich, Vermeiden von Bakterien, Staub, Fremdkörper in pneogaster,
- 4) Entfernen Sie schädliche Gas, eigenartigen Geruch, Gestank.
- 5) BFE ist über 99%, CE / ISO13485, Typ II / Typ IIR-Standard.

## Perpackung von Einweg-Maske

Spezifikation	Normale Verpackung	Kartongröße	1 * 40 HQ Container kann (PC) halten
17.5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 Stück / Karton, 40 Kartons / ctn	51 * 19 * 41cm	3.450.000 Stück
17.5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 Stück / Karton, 40 Kartons / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Stück
Bemerkung: alle können etwas Besonderes sein individuell nach Ihren tatsächlichen Bedarf			

## Spezifikationen von Einweg-Maske

Stoff	PP non-woven + hohe Filterpapier + PP Vlies
Gewebegewicht	Könnte als Ihr Antrag sein
Ear-Schleife	Anknüpfen oder ea Rloop
Größe	17.5 * 9.5cm, oder als Ihre Anforderungen
Farbe	weiß / blau / grün / pink / gelb / orange / lila / Zitrone / Capri blau / Bordeaux / schwarz
Verpackung	50 Stück / Karton, 2000 PC / ctn oder als Ihre Anforderung
Verpackungsdesign	alle inneren Kasten und Umkarton Druck kann als Ihr Entwurf sein
Anwendungen	Krankenhaus, Labor, Lebensmittelindustrie, staubfreie Werkstatt, Elektronik produziert und so weiter

## Warum entscheiden sich Kunden bei uns?

- 1) Wir sind die direkte Einweg-Ohrschleife Gesichtsmaske Lieferant China, Fabrikpreis.
- 2) Stabile Qualität, CE, ISO-Zertifizierung.
- 3) Die Produktionskapazität: 1000,000pcs / Tag, 1 \* 40HQ kann innerhalb von 10-15 Tagen beendet werden;
- 4) OEM Verpackung Design, Service innerhalb von 24 Stunden.

### **Bild von Einweg-Krankenhaus Masken**





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

