

## Product details

### Hinweise auf Krawatte zurück OP-Maske

- 1) Sterile Gesichtsmaske ist für Krankenhaus, Klinik, medizinisches Personal und Patienten;
- 2) Nicht steril Gesichtsmaske kann für staubfreie Werkstatt verwendet werden, Lebensmittelfabrik und so weiter.

### Eigenschaften von Gesichtsschutzmaske

- 1) Hoch Filtration:3-lagig plissierten Design Angebote, 0.05 Mikron Filtration bei mehr als 99%.
  - 2) Schlanke Aluminiumdraht passt bequem über die Nase,und halten maximale Filter gleichzeitig.
  - 3) Krawatte und Ohrenschleife Stil: two Paare von Polypropylen Bindungen gewährleisten eine bequeme Passform;
- ear Schleife Stil misst schnell und mit elastischen Schlaufen.

### Verpackung von medizinischen Mund Abdeckungen

Spezifikation	Normale Verpackung	Kastengröße	Kartongröße
17.5 * 9.5cm, 3ply	50 Stück / Karton, 40 Kartons / ctn	18 * 10 * 10cm	52 * 38 * 42cm
Bemerkung: alle können etwas Besonderes sein individuell nach Ihren tatsächlichen Bedarf			

## Product display



### The regular shipment way



## FAQ

Q1: Was ist Ihre Ausgabekapazität für Ihre wichtigen Bereich des Produkts?

A: Gesichtsmaske Kapazität: 1000.000 Stück / Tag.

Coverall, OP-Kittel, Laborkittel, Bettlaken Kapazität: 10.000 Stück / Tag.

Caps Kapazität: 200.000 Stück / Tag. Jede 1 \* 40HQ kann innerhalb von 1 Woche abgeschlossen sein.

Q2: Was ist Ihre MOQ jedes Produkt?

A: Gesichtsmaske / Kappen / Ueberziehsch / Arm Ärmel jeweils MOQ: 50.000 Stück.

Kleidung und Bettwäsche MOQ: 5000 Stück