

## Chirurgische PP -Versammlungen der Einweg -Einweg -Runde Bouffant Caps Hersteller

### Spezifikation:

Artikel	Chirurgische PP -Versammlungen der Einweg -Einweg -Runde Bouffant Caps Hersteller
Material	9g, 10g, 12g, 14g, 18g, 20g, 25g usw.
Stil	Elastizität (latexfrei), Einzel- und Doppel -Elastizitätsstil
Farbe	weiß, blau, grün
Verpackung	100pcs/Beutel, 1000 PCS/CTN
Packdesign	Alle Innenbox- und Kartondrucke können als Design sein
Anwendungen	Krankenhaus klinisches medizinisches Personal und Patienten. staubfreier Werkstatt, Labor, Lebensmittelindustrie, elektronische Hersteller usw.
MOQ	100.000 PCs
Qualitätskontrolle	1. Wir werden die Produkte erst herstellen, bis Sie die Probe bestätigen. 2. Die Verpackung ist wasserdicht, feuchtdicht und versiegelt
Zertifikat	CE, ISO13485, FDA





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





