

## Chirurgische PP -Versammlungen der Einweg -Einweg -Runde Bouffant Caps Hersteller

### Spezifikation:

|                    |  |
|--------------------|--|
| Artikel            | Chirurgische PP -Versammlungen der Einweg -Einweg -Runde Bouffant Caps Hersteller  |
| Material           | 9g, 10g, 12g, 14g, 18g, 20g, 25g usw.  |
| Stil               | Elastizität (latexfrei), Einzel- und Doppel -Elastizitätsstil  |
| Farbe              | weiß, blau, grün   |
| Verpackung         | 100pcs/Beutel, 1000 PCS/CTN  |
| Packdesign         | Alle Innenbox- und Kartondrucke können als Design sein   |
| Anwendungen        | Krankenhaus klinisches medizinisches Personal und Patienten.<br>staubfreier Werkstatt, Labor, Lebensmittelindustrie, elektronische Hersteller usw. |
| MOQ                | 100.000 PCs  |
| Qualitätskontrolle | 1. Wir werden die Produkte erst herstellen, bis Sie die Probe bestätigen.<br>2. Die Verpackung ist wasserdicht, feuchtdicht und versiegelt         |
| Zertifikat         | CE, ISO13485, FDA  |





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





