

## Unser Vorteil:

- 1.FDA, CE, ISO13485 Zertifizierung.
- 2.One-Stop Service: ausgezeichnete Einweg medizinischen Verbrauchsmaterialien.
- 3.welcome OEM-Anforderungen.
4. qualifizierte Produkte, die 100 % Marke Neuware, sicher und hygienisch.
5. angebotene kostenlose Proben.
6. professionelle Versand-Service bei Bedarf.
7. vollständige Reihe After-Sales-Service-System.

## Technische Daten:

Artikel	Nicht medizinische PP weiß Einweg OP Kappen für Krankenhaus gewebt
Material	PP 10g
Stil	einzelne elastisch
Größe	21-Zoll-
Farbe	weiß
Verpackung	Normal: 100pcs/Beutel, 20bags/ctn, 2000pcs/ctn. ein 20ft Container laden etwa 900 cartons(1,800,000pcs), einen 40hq Container kann über 2200cartons(4,400,000pcs).
Verpackung design	Alle inneren Kasten und Karton drucken können als Ihr Entwurf sein.
Anwendungen	Klinische medizinische Krankenhauspersonal und Patienten. staubfreien Sie Werkstatt, Labor, Lebensmittelindustrie, elektronische Hersteller etc..
MOQ	100, 000PCS
Qualitätskontrolle	1. wir wird nicht gestartet, die Produkte zu machen, bis Sie die Probe bestätigen. 2. die Verpackung wird wasserdicht, feuchtigkeitsbeständig und dicht sein.