

## PRoduktparameter.

Stoffmaterial	Pp, pp / pe, sms, sms, Hydrophiler nicht gewebter Stoff, PE Microporous
Stil	Eben, elastisch endet, Quadrat endet, rollen
Abmessungen Größe.	114 * 225 cm; 114 * 220 cm; 130 * 240 cm. Oder als Ihre Bedürfnisse.
Grammgewicht.	30-85.gsm. ( Oder bezüglich Ihrer Anfrage)
Farbe	Weiß, Grün, Blau, Gelb, Rosa etc
Zertifikat	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	10000 stücke
Packungsdesign.	alle innere Tasche und Karton Drucken kann Sein wie Ihre Entwurf
Verpackung	10pcs / Box, 10 Taschen / CTN. oder 5. PCs / Beutel, 50 PCs / BAG.
Fähigkeit	Kapazität: 10.000pcs / tage,
Lieferzeit	Ein 40-qm-Container kann abgeschlossen werden 15-20. Tag
Anwendungen	Krankenhaus, Labor, Klinik, Lebensmittelindustrie, staubfreier Werkstatt
Fob. Hafen	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou
Zahlung Weg	T / t, Paypal, Western Union, L / c, d / a, d / p, escrow,
Geschäft	Speichern Sie an einem trockenen Ort, Luftfeuchtigkeit unter 80%, belüftetem, nicht korrosiven Gaslager.

## Produkteigenschaft

- 1 Einweg-Bettwäsche-Stil: flache, elastische Enden, quadratische Enden
- 2 Direkter Hersteller, einwegbares Bettblatt, alle Farben.
- 3, ISO, CE, PP, PP / PE, SMS, SMMS,
- 4.. Kapazität: 10, 000pcs / Tag, 1 \* 40HQ können innerhalb von 10-15 Tagen abgeschlossen sein;
- 5.. Gute Barriere für flüssiges und atmungsaktives, OEM-Verpackungsdesign, Service in 24 Stunden.

## Produktverpackung.

5 Stück / Beutel, 5pcs / AG oder 1 Stück / Beutel, 50 Stück / CTN.

Verpackungsmaterial kann Ihr Anforderungen sein.

Lieferzeit: Kapazität: 10.000pcs / tage, 1 \* 40HQ. Einwegbettbett kann Sein fertig innerhalb 10-15. Tage;

Hafen :Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou,oder als Ihre Anforderung.

## Klassifizierungsstandard. ,

**Geeignet zum Personen:** Arzt, Studenten, Patient, Hotelreiniger, Reisen etc

Geeignet zum das Gelegenheit: Krankenhaus, Schule, Haus, Hotel etc

**Produkt Einleitung:** Hand nähender oder flacher Art. Endelastik kann Standard oder erforderliche Qualität sein. Die gefaltete Größe kann angepasst werden.

**Es ist entworfen** Unter nicht gewebten Materialien können wir die Größe und den Stil anpassen Garantien komfortabel Gefühl und Verwendung. Das sparsame komprimierte Bag Pack ist beliebt für Comsumer.sterile-Packung heiß in medizinisch.

**Dies Typ von Einweg-Bettlaken** hat gut Luft Permeabilität, komfortabel zu Tragen, Staub Präventionsumgebung. freundlich.Custom produzieren. kann einstellbar sein, um bequem zu passen Glas Faser, hypoallergen.