

PRoduktparameter.

| | |
|--------------------|--|
| Stoffmaterial | Pp, pp / pe, sms, sms, Hydrophiler nicht gewebter Stoff, PE Microporous |
| Stil | Eben, elastisch endet, Quadrat endet, rollen |
| Abmessungen Größe. | 114 * 225 cm; 114 * 220 cm; 130 * 240 cm. Oder als Ihre Bedürfnisse. |
| Grammgewicht. | 30-85.gsm. (Oder bezüglich Ihrer Anfrage) |
| Farbe | Weiß, Grün, Blau, Gelb, Rosa etc |
| Zertifikat | CE, ISO13485, FDA |
| MOQ: | 10000 stücke |
| Packungsdesign. | alle innere Tasche und Karton Drucken kann Sein wie Ihre Entwurf |
| Verpackung | 10pcs / Box, 10 Taschen / CTN. oder 5. PCs / Beutel, 50 PCs / BAG. |
| Fähigkeit | Kapazität: 10.000pcs / tage, |
| Lieferzeit | Ein 40-qm-Container kann abgeschlossen werden 15-20. Tag |
| Anwendungen | Krankenhaus, Labor, Klinik, Lebensmittelindustrie, staubfreier Werkstatt |
| Fob. Hafen | Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou |
| Zahlung Weg | T / t, Paypal, Western Union, L / c, d / a, d / p, escrow, |
| Geschäft | Speichern Sie an einem trockenen Ort, Luftfeuchtigkeit unter 80%, belüftetem, nicht korrosiven Gaslager. |

Produkteigenschaft

- 1 Einweg-Bettwäsche-Stil: flache, elastische Enden, quadratische Enden
- 2 Direkter Hersteller, einwegbares Bettblatt, alle Farben.
- 3, ISO, CE, PP, PP / PE, SMS, SMMS,
- 4.. Kapazität: 10, 000pcs / Tag, 1 * 40HQ können innerhalb von 10-15 Tagen abgeschlossen sein;
- 5.. Gute Barriere für flüssiges und atmungsaktives, OEM-Verpackungsdesign, Service in 24 Stunden.

Produktverpackung.

5 Stück / Beutel, 5pcs / AG oder 1 Stück / Beutel, 50 Stück / CTN.

Verpackungsmaterial kann Ihr Anforderungen sein.

Lieferzeit: Kapazität: 10.000pcs / tage, 1 * 40HQ. Einwegbettbett kann Sein fertig innerhalb 10-15. Tage;

Hafen :Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou,oder als Ihre Anforderung.

Klassifizierungsstandard. ,

Geeignet zum Personen: Arzt, Studenten, Patient, Hotelreiniger, Reisen etc

Geeignet zum das Gelegenheit: Krankenhaus, Schule, Haus, Hotel etc

Produkt Einleitung: Hand nähender oder flacher Art. Endelastik kann Standard oder erforderliche Qualität sein. Die gefaltete Größe kann angepasst werden.

Es ist entworfen Unter nicht gewebten Materialien können wir die Größe und den Stil anpassen Garantien komfortabel Gefühl und Verwendung. Das sparsame komprimierte Bag Pack ist beliebt für Comsumer.sterile-Packung heiß in medizinisch.

Dies Typ von Einweg-Bettlaken hat gut Luft Permeabilität, komfortabel zu Tragen, Staub Präventionsumgebung. freundlich.Custom produzieren. kann einstellbar sein, um bequem zu passen Glas Faser, hypoallergen.