

Chirurgisches Kleid, undurchlässiges Isolationskleid, Vlies, beständig gegen reißende Isolationskleider, Isolierkleid aus gestrickten Manschetten

1. Direkt Hersteller, Schutz nicht sterile Operationskittel, beliebige Farben.
- 2, ISO, CE, PP, PP / PE, SMS, SMMS,
3. Kapazität: 10.000 PCS / Tag, 1 * 40HQ kann innerhalb von 10-15 Tagen abgeschlossen werden;
4. Gute Barriere gegen Flüssigkeit und Atmungsaktivität, OEM-Verpackungsdesign, Service innerhalb von 24 Stunden.

Flüssigkeitsbeständiges PP-beschichtetes PE-Vlies-Einweg-OP-Kleid, Einweg-Peelinganzüge bestehen aus Hochleistungs-Isolationsschutzmaterial. Weit verbreitet in der medizinischen Sicherheitsschutz-, aseptischen Werkstatt-, Schutzisolations- und Bergbauelektronik Fabrik, Lebensmittel- und Nutztierhaltung Biogefährdung und so weiter.
Mit zwei Arten von Prozessen: Nähen und thermisches Ultraschallbinden.

Funktionen:

1. PP-Schutz nicht sterile Operationskittel

Es besteht aus hydrophobem Polypropylenmaterial, ist latexfrei; abriebfest; wenig fusselfrei; mit hoher Flüssigkeitsabweisung.

Farbe: Weiß, Grün, Blau, Gelb, Orange und so weiter

Materialgewicht: 30-65GSM.

2. PP + PE-Schutz nicht sterile Operationskittel

Es besteht aus PP + PE-Material, ist latexfrei; abriebfest; vollständig undurchlässig flüssigkeits- und alkoholabweisend.

Farbe: Weiß, Grün, Blau, Gelb.

Materialgewicht: 40-65GSM.

3. SMS-Schutz nicht sterile Operationskittel (Standard und verstärkt):

Es besteht aus hydrophobem SMS / Spunlace-Material, latexfrei; abriebfest; geringe Flusen; hohe Flüssigkeitsabweisung; gute Barriere gegen Blut, Körperflüssigkeiten und Krankheitserreger .

Mit Standard und verstärktem Stil. Verstärkter Stil mit zusätzlicher Schutzverstärkung an Ärmel und Brust, die vollständig undurchlässig für Flüssigkeit und Alkohol sein kann.

Verfügbare Farbe: Weiß, Blau.

Materialgewicht: 35-65GSM.

Binden / Klettverschluss am Hals, elastische / geschnittene Manschette, Standard oder verstärkt.

Name	Gelbblau PP PE / SMS / PP-Beschichtung Einweg-Isolierkleid Anti-Virus, medizinisches wasserdichtes Vlieskleid, PP + PE flüssigkeitsbeständige Isolationskleider
Material	PP, PP / PE, SMS, SMMS, CPE
Stil	Binden / Klettverschluss am Hals, elastische / geschnittene Manschette, Standard oder verstärkt
Größe	S-5XL
Farbe	weiß, grün, blau, gelb, pink, rot, grau, schwarz usw.
Verpackung	10 Stück / Karton, 10 Beutel / ctn oder 1 Stück / Beutel, 50 Stück / Beutel

Verpackungsdesign	Der gesamte Druck von Innenboxen und Kartons kann Ihrem Design entsprechen
MOQ	5000 Stk
Beispiel	kann innerhalb von 3 Tagen kostenlos für Ihre Qualitätsprüfung geliefert werden
Zahlungsmethode	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,
Lieferzeit	Kapazität: 10.000 Stück / Tag, 1 * 40HQ kann innerhalb von 10-15 Tagen fertiggestellt werden;
FOB-Port	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

FAQ

1. Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen? Wann wurde Ihr Unternehmen gegründet?

Ja, wir sind direkt Hersteller, unsere Fabrik wurde 2003 gegründet.

2. Wie hoch ist der Jahresumsatz Ihres Unternehmens?

In den vergangenen Jahren waren es rund 18 bis 20 Millionen USD, es ist immer noch in Das Wachstum.

3. Wie viele Mitarbeiter beschäftigt Ihr Unternehmen?

Unsere Fabrik besteht aus ca. 380-400 Facharbeitern, jeweils 10 professionelle QC zur Qualitätsprüfung Prozess und 10 professionelle internationale Verkäufe mit 3-8 Jahren Erfahrung in der internationalen Handelsabteilung.

4. Wie hoch ist der Prozentsatz Ihrer Produktverteilung für den lokalen und den Export?

Derzeit 90% für den Export, 10% für lokale.

5. In welche Hauptländer exportieren Sie?

Deutschland, Schweiz, Österreich, Italien, Frankreich, Großbritannien, USA, Saudi-Arabien, Chile , Mexiko, Peru, Brasilien, Korea, Japan, Thailand und so weiter.

6. Können Sie uns einen Überblick über die Produktpalette geben, aus der Sie speziell herstellen?

In unserer eigenen Fabrik werden hauptsächlich alle Arten von Einweg-Gesichtsmasken, Mützen, Overalls und OP-Kleidern hergestellt , Laborkittel, Bettlaken, Armstulpen, Überschuhe, OP-Vorhänge, Regenponchos, Schürzen und so weiter.

7. Wie viele Produktionslinien gibt es für Ihre Hauptpalette der Produkte?

2 Produktionslinien für Gewebe PP, SMS, PP / PE-Material. 2 staubfreie Werkstätten für chirurgisch sterile Produkte 5 automatische Kappenmaschinen und 5 automatische Schuhabdeckungsmaschinen. 10 automatische Gesichtsmaskenmaschinen.

8. Was ist Ihre Ausgabekapazität für Ihre Hauptpalette des Produkts?

Kapazität der Gesichtsmaske: 1000.000 Stück / Tag. Overall, OP-Gewänder, Laborkittel , Bettlaken Kapazität: 10.000 Stück / Tag. Kappen Kapazität: 200.000 Stück / Tag. Jedes 1 * 40HQ kann innerhalb von 7-10 Tagen fertiggestellt werden.

9. Verfügt Ihr Unternehmen über ein Qualitätsmanagementsystem wie ISO-, EN- oder CE-Zertifikate?

Ja, wir haben CE-, ISO13485-, FDA-, REACH-, SGS- und NELSON-Bericht.

10. Kann ich die kostenlosen Muster zur Qualitätsprüfung erhalten? Wie lange kann ich es bekommen?

Ja, unsere Muster können innerhalb von 3-7 Tagen kostenlos geliefert werden.

11. Können wir unser Logo in die Produkte oder Verpackungen drucken?

Ja, alle Produkte können nach Maß angefertigt und alle Pakete als Kunstwerk gedruckt werden .

12. Was ist das Ablaufdatum Ihrer Produkte?

Ungefähr 3-5 Jahre.

13. Was sind Ihre normalen Zahlungsbedingungen?

Bei Erstbestellung 30% T / T im Voraus, 70% werden vorher bezahlt Laden oder Akkreditiv. Wir können es nach einiger Zeit der Zusammenarbeit weiter diskutieren.

14. Wie hoch ist Ihr MOQ für jedes Produkt?

Gesichtsmaske / Kappen / Überschuhe / Armstulpen je MOQ: 50.000 Stück. Kleidung und Blatt MOQ: 5000 Stück.

15. Wie lösen Sie etwaige Qualitätsprobleme?

Unsere Fabrik wird Qualitätsproblemen höchste Aufmerksamkeit widmen. Wir werden die Wurzel eingehend untersuchen Ursache der Probleme und finden Sie die beste Lösung, um zukünftige Probleme zu vermeiden. In der Zwischenzeit werden wir eine entsprechende Entschädigung für unsere Kunden.