

Einweg-Laborkittel bestehen aus hydrophobem SMS, PP, PP + PE, CPE, mikroporöses Material, latexfrei; Abriebfeste; Niedrige Flusen;  
Verfügbare Farbe: Rosa, weiß, grün, blau, gelb, rot, schwarz usw. Materialgewicht: 40-65GSM

Größe der Laborkittel: S 96 \* 140 \* 57 cm M 100 \* 144 \* 57 cm L 104 \* 148 \* 57 XL 108 \* 152 \* 58

#### Einweg-Laborkittelprodukte Vorteile

1. Mit einem hohen Maß an Flüssigkeitsabweisung.
2. Latexfrei; Abriebfeste; Völlig undurchlässige Flüssigkeit. Eine gute Barriere gegen Blut, Körperflüssigkeiten und Krankheitserreger.
3. Mit Standard und verstärktem Stil. Verstärkter Stil mit zusätzlicher Schutzverstärkung an Ärmel und Brust, die vollständig flüssigkeits- und alkoholabweisend sein kann.
4. Entwickelt für optimalen Schutz und angenehmes Tragen.
5. Kapazität: 5000 Stück / Tag, 1 \* 40HQ kann innerhalb von 10-15 Tagen beendet werden;

#### Indikationen für Einweg-Laborkittel

Einweg-Laborkittel werden häufig in Schutzkitteln für die medizinische Sicherheit, aseptischen Werkstattkleidern, Schutzisolierungen, Bergbauelektronikfabrik, Lebensmittelfabrik Nutztierhaltung Biogefährdung und so weiter.

Einweg-Laborkittel normale Verpackung: 5 Stück / Beutel, 10 Beutel / ctn;;