

Produktdetails:

1. Material: nicht gewebtes Polypropylen 100%
2. Größe: 80 * 190 + 20 cm, 90 * 200 + 20 cm, 160 * 190 + 20 cm, 160 * 200 + 20cm, 180 * 200 + 20 cm oder kundenspezifische Größe
3. Elastisch: 5mm entlang der Seitenbreite + 30 cm auf Länge oder kundenspezifischer Größe
4. Farbe: blau; Weiß ; andere größe verfügbar
5. Verpackung: 10 teile / beutel, 100 stücke / karton

Indikationen:

- 1, weit verbreitet für Wellness, Hotel, Massage, Salon, medizinischer Einmalverbrauch
- 2, um die Ausbreitung von Körperflüssigkeiten und den Blutspritzengehalt zu verhindern und den Staub, das Partikel, den Alkohol, das Blut, die Bakterien und das Eindringen von Alkohol, Blut, Bakterien und Viren zu isolieren.

Spezifikationen:

Material	Nicht gewebtes Polypropylen 100%
Farbe	Weiß Blau
Stil	Gummiziten auf der Breite.
Größe	80 * 190 + 20 cm, 90 * 200 + 20 cm, 160 * 190 + 20 cm, 160 * 200 + 20 cm, 180 * 200 + 20 cm oder kundenspezifische Größe
Verpackung	10 Stück / Box, 100pcs / ctn
Gewicht	25-65gsm oder maßgeschneidert
Paket	PE Bag beschichtet, dann Papierkartonpaket oder maßgeschneidert
Feature	Dauerhaft, weich, wegwerfbar
Verwendung	Spa, Hotel, Massage, Salon, Heil, Krankenhaus, Zuhause

Unsere Dienstleistungen:

1. Geben Sie die hochwertigsten Produkte an

Das professionelle qc-Team steuert streng jeden Schritt der Produktion bis zum Laden.

2. Die schnellste Lieferzeit

Wenn dringend, 1 * 40HQ innerhalb von 5-7days beendet werden können!

Normalerweise können 1 * 40HQ innerhalb von 10-15 Tagen abgeschlossen sein!

Beschäftigte Saison, 1 * 40HQ kann innerhalb von 25 bis 30 Tagen abgeschlossen sein!

3. Der angemessenste Preis

Investieren Sie kontinuierlich in die Verbesserung unserer Fachkräfte, Produkte und Prozesse um die Kosten von jedem Schritt zu minimieren!

4. Der süße und schnelle Service

Unsere Arbeiter werden immer so geduldig eine Antwort auf Ihre Fragen innerhalb von 5-10 Minuten sein.

5. Wir können auch helfen, verbundene Produkte zu selben.

Neben allen Arten von wegwerfbaren medizinischen Produkten können wir auch Ihrer Quelle die angeschlossenen Produkte als Ihre Nachfrage helfen!

<https://www.china-dispositable.com/products/dispositabed-ed-heet-with-elastic.html#.ylnhdpkzauk>