

#### Produkteigenschaft:

1. Größe: S 96\*140\*57 cm M 100\*144\*57 cm l 104\*148\*57 xl 108\*152\*58
2. mit einem hohen Maß an flüssiger Abstoßung.
3. Hergestellt aus hydrophoben SMS, pp, pp+pe. CPE, mikroporöses Material; Latexfrei; abriebfeste; niedriger Fussel; völlig undurchlässige Flüssigkeit.
4. Für einen optimalen Schutz ausgestattet, bequemes Tragen.
5. Weiß, Blau, Grün, Gelb, Rot kann verfügbar sein. Indikationen Einweg -Zahnlabormäntel sind in großem Umfang in Schutzkleidern für medizinische Sicherheit, aseptische Werkstattkleider, Schutzisolation, Bergbauelektronikfabrik, Lebensmittelfabrik -Haltbarkeit Biohazard usw. verwendet.

#### Unsere Vorteile:


1. Hersteller, Einweg -Dental -Labor -Schichten, alle Farben.
2. ISO, CE, PP, PP/PE, SMS, SMMS, Mikroporos,
3. Kapazität: 10.000 Prozent/Tag, 1\*40HQ können innerhalb von 10 bis 15 Tagen fertiggestellt werden;
4. Gute Barriere für flüssig und atmungsaktiv, OEM -Packungsdesign, Service in 24 Stunden.

#### Produktspezifikation:

Codenummer	OH-4000
Farbe	Weiß, andere mögen blau, dunkelblau, grün usw.
Materialien	Nicht gewebter PP 40G/m <sup>2</sup> (+/- 2g/m <sup>2</sup> ), Gewichtsbereich von 30 bis 60 gsm Es besteht aus Polypropylen-Spun-Bindungsbindung, nicht gewebter Stoff, latexfreies, abriebfestes, niedriges Fussel, mit einem hohen Spiegel an flüssiger Abstoßung, einer guten Barriere für Blut, Körperflüssigkeiten und Krankheitserreger.
Stil	Hemdkragen, keine Taschen, elastische Manschetten, 4 Settopfer vorne,
Größe	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL (Details, Sie können unten nachsehen)
Verpackung	5pcs/Bag, 50pcs/CTN; 10pcs/Bag, 100pcs/CTN, wie Sie benötigen
Unser Standard	CE, ISO13485, FDA

#### Labormantelstil für Ihre Referenz

Vorderseite Öffnen: mit Knöpfen, mit Reißverschluss, mit Magic Tape (Klettverschluss),  
Manschette: mit offenen Handgelenken, mit elastischen Handgelenken, mit gestrickten Manschetten,  
Kragen: mit einzelnen (Hemd-) Kragen, mit runden Kragen, mit gestricktem Kragen,  
Zusätzlich: mit Taschen, ohne/ohne Taschen.



Unser normales Verpackung:

1. 5pcs/Bag, 50pcs/CTN, wie Ihre Anforderungen
2. Nichtsterile (steril verfügbar)
3. Kartongröße: 30\*48\*41 cm, 0,05904 cbm oder als Ihre Anforderungen
4. Wenn Sie 1x20gp kaufen, 440CTNs laden können, beträgt die Menge 44000pcs

Wenn Sie 1x40HQ kaufen, 1117CTNs laden können, beträgt die Menge 111700pcs

FAQ

1. Sind Sie ein Hersteller oder ein Handelsunternehmen? Wann wurde Ihr Unternehmen eingerichtet?

Ja, wir sind direkt Hersteller, unsere Fabrik wurde 2003 gegründet.

2. Was ist der jährliche Umsatz für Ihr Unternehmen?

In den vergangenen Jahren waren es rund 18 Millionen US-Dollar bis 20 Millionen US-Dollar, es ist immer noch im Wachstum.

3. Wie viele Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen?

Unsere Fabrik ist etwa 380-400 Fachkräfte, 10 professionelle QC für Qualitätsprüfung während jedes Prozesses und 10 professionelle Int'l-Verkäufe mit 3-8 Jahren Erfahrung in der Int'l-Handelsabteilung.

4. Wie hoch ist der Prozentsatz Ihrer Produktverteilung für lokale und exportieren?

Derzeit 90% für den Export, 10% für lokale.

5. In welchen Hauptländern exportieren Sie?

Deutschland, Schweiz, Österreich, Italien, Frankreich, Großbritannien, USA, Saudi -Arabien, Chile, Mexiko, Peru, Brasilien, Korea, Japan, Thailand und so weiter.

6. Können Sie uns einen Überblick über die Bereiche der Produkte geben, die Sie speziell

herstellen?

Unsere eigene Fabrik produziert hauptsächlich alle Arten von Einweg -Gesichtsmasken, Kappen, Overalls, chirurgischen Kleidern, Labormänteln, Bettlaken, Ärmel, Schuhabdeckungen, chirurgische Vorhänge, Regenponchos, Schürzen usw.

7. Wie viele Produktionslinien gibt es für Ihr Hauptbereich der Produkte?

2 Produktionslinien für Stoff PP, SMS, PP/PE -Material. 2 Staubfreie Workshops für chirurgische sterile Produkte 5 Automatische Kappenmaschinen und 5 automatische Schuhkove -Maschinen. 10 Automatische Gesichtsmaskenmaschinen.

8. Wie hoch ist Ihre Ausgangskapazität für Ihr Hauptbereich des Produkts?

Gesichtsmaskenkapazität: 1000.000 Stücke / Tag. Overall, chirurgische Kleider, Labormantel, Bettlakenkapazität: 10.000 Stücke/Tag. Kapazität von Kappen: 200.000 Stücke/Tag. Jeder 1\*40HQ kann innerhalb von 7-10 Tagen fertiggestellt werden.

9. Haben Ihr Unternehmen ein Qualitätsmanagementsystem wie ISO-, EN- oder CE -Zertifikate?

Ja, wir haben CE, ISO13485, FDA, Reach, SGS und Nelson Report.

10. Kann ich die kostenlosen Muster für Qualitätsprüfung erhalten? Wie lange kann ich es bekommen?

Ja, unsere Proben können innerhalb von 3-7 Tagen kostenlos geliefert werden.

11. Können wir unser Logo in Produkten oder Verpackungen drucken?

Ja, alle Produkte können maßgeschneidert sein und das gesamte Paket kann als Kunstwerk gedruckt werden.

12. Wie hoch ist Ihr Produktablaufdatum?

Ungefähr 3-5 Jahre.

13. Was sind Ihre normalen Zahlungsbedingungen?

Für den ersten Bestell, 30% T/T im Voraus, werden 70% vor dem Laden oder l/c bezahlt. Wir können es nach einigen Male die Zusammenarbeit weiter diskutieren.

14. Was ist Ihr MOQ für jedes Produkt?

Gesichtsmaske/Kappen/Schuhabdeckungen/Armhülsen jeweils MOQ: 50.000 Stücke. Kleidung und Blätter MOQ: 5000 Stücke.

15. Wie lösen Sie Qualitätsprobleme, falls vorhanden?

Unsere Fabrik wird allen Qualitätsproblemen die höchste Aufmerksamkeit schenken. Wir werden die Hauptursache für die Probleme tief untersuchen und die beste Lösung finden, um künftige Probleme zu vermeiden. In der Zwischenzeit werden wir die Entschädigung für unsere Kunden entsprechen.

Bilder:



<https://www.china-disposable.com/products/disposable-nonwoven-lab-coat.html#.ypqsuegzauk>