

## **Nonwoven gefaltete Gesichtsmaske, moderne OP-Masken, Krankenschwester und Patient Schutzmaske**

### **Die Beschreibung der Gesichtsmaske**

- 1) Unsere Gesichtsmaske sind enorm gefragt für ihre Weichheit, hygienische Art und vernünftigen Preisen.
- 2) Spunbond, SMS, schmelzgeblasenen Material verwendet
- 3) Auf Wunsch 1ply, 2ply, 3-lagig und 4ply
- 4) Ein abwechslungsreiches Farbvarianten: weiß / blau / grün / pink / gelb / orange / lila / Zitrone / Capri blau / bordeaux / schwarz
- 5) Bulk- und Einzelsterilverpackung angeboten.
- 6) Preis nach Menge

### **Eigenschaften der modernen OP-Masken**

- 1) Hohe Filter: 3-lagig gefalteter Entwurf bietet, 0,05 Mikron Filtration bei mehr als 99%.
- 2) Schlanke Aluminiumdraht passt bequem über die Nase und die maximale Filtration bei gleichzeitig halten.
- 3) Krawatte und Ohrbügel-Stil: zwei Paare von Polypropylen Bindungen versichern einen komfortablen Sitz; Ohrbügel Stil misst schnell und mit elastischen Schlaufen.

### **Die Handelsbedingungen der modernen OP-Masken**

MOQ	100.000 Stück
Preis	Verhandelbar
Zahlungsbedingungen	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, ESCROW, Paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit	1.000.000 Stück / Tag, 1 * 40 HQ Container kann in 15 Tagen fertig sein
Lieferzeit	Normalerweise bestätigt 30 Tage nach der Bestellung
Sample	Probe frei ist, kann auch in 2 Tagen vorbereitet werden

### **Verpackung von Gesichtsmaske**

50pcs / box, 40boxes / ctn, 52x19x42cm;  
1 \* 20 GP Behälter können 1.400.000 Stück von Masken, 700 ctns halten;  
1 \* 40 HC Container kann 3.450.000 Stück der Maske, 1725 ctns halten.  
Oder wie Ihre Anforderungen.

## Bild von Schutzmaske

