

## Product details

### Angaben Patiententransfer

- (1) das Patienten-Transfer-Blatt wird verwendet, um den Patienten neu zu positionieren.
- (2) empfehlen Sie einzelne Anwendung am Patienten.
- (3) schweres Gewicht nicht Webstoff mit behandelten Innenfläche, die Betreuer mit Re Stellung Aufgaben unterstützen.
- (4) gleitet leicht in alle Richtungen und reduziert Reibung und Kraft erforderlich, um Patienten zu bewegen.

### Das Merkmal der Patiententransfer Blatt

Stoff	Polypropylen, SMS, PP + PE
Stil	Ultraschall Heißsiegeln mit Loch in der Länge-Seite
Funktion	Schutz von Personal und Patienten von Kreuzinfektionen
Größe	195 cm * 85 cm (kann je nach Bedarf des Kunden erfolgen)
Farbe	Weiß, blau, grün, grau, schwarz... etc.

### Verpackungsdetails des Patienten übertragen Blatt

Steril: 1 Stück/Papier Plastikbeutel, 50 Pcs/Ctn

Non-sterilisieren: 1 Stück/Beutel, 50 Pcs/ctn

Oder als Ihre Anforderungen

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

