

Product details

Materials Vliesbettlaken für Hotel:

- 1) Polypropylen 20-65gsm
- 2) SMS 30-65gsm
- 3) mikroporöser 45-65gsm

Funktion der Chirurg Bettlaken

- 1) Der Stoff ist soft und Sanitär.
 - 2) Eine Größe passt für die meisten Standard-Size-Bett.
 - 3) Es ist durable und wirksam bei Menschen zu schützen, die im Hotel leben, im Freien, oder im Krankenhaus.
- zu aLeere unnötige Wäsche mit Einweg-Blätter, die gut geeignet sind für Ihre Verwendung.
- 4) EO-Sterilisation: mit oder ohne, mit EO-Sterilisation häufig im Krankenhaus verwendet wird.

Verpackung von Bett Deckblatt

§
6
E
ü
c
k
E
V
e
t
p
a
c
k
u
A
g
p
i
e
r
P
l
a
s
t
i
k
t
ü
t
e
,
5
p
c
s
/
C
T
N
B
p
g
B
/
b
a
y
e
B
p
a
s
K
C
M
G

B
e
m
e
r
k
u
n
g
:
a
l
l
e
k
ö
n
n
e
n
e
t
w
a
s
B
e
s
o
n
d
e
r
e
s
s
e
i
n
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
n
a
c
h
h
r
e
n
t
a
t
s
ä
c
h
l
i
c
h
e
n
B
e
d
a
r
f

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

