

- **Geeignet für Leute:** Arzt, Studenten, Patient, Kocher, Reiniger, Büroangestellte usw.
- **Geeignet für den Anlass:**Krankenhaus, Lebensmittelindustrie, staubfreier Werkstatt, Schule, sauberes Zimmer, Haus usw
- **Produkteinführung:** Das Produkt besteht aus nicht-Gewebe wie Ultraschallheizung, Krawatte oder Haken am Hals, zurück Taille mit Krawatten.
- **Es ist entworfen** unter nicht gewebtem Material.Hot Größe in 115 * 137cm, die die meisten Benutzer passen können, können auch die Größe und den Stil anpassen, um angenehm zu gewährleisten Tragen und Nutzung. Enge schöne und sparsame Bag Pack ist beliebt für Comsumer.sterile-Packung heiß in medizinisch.
- **Diese Art von Einweg-chirurgischen Kleid** hat eine gute Luftdurchlässigkeit, angenehm zu tragen, staubschutz umweltfreundlich.Cundom produzieren kann einstellbar sein, um bequem ohne Glas anzupassen Ballaststoff, hypoallergen.

Spezifikationen

Beschreibung	China Hubei Großhandel CE ISO-Zulassung steril einmal medizinische SMMS-Scrubs
Material	Vlies, Material Gramm Gewicht von 18-60g Sagen Sie, was Sie wollen, wir empfehlen Ihnen einen Besten, um Ihre Anfrage zu erfüllen
Feature	Anti-Skid, Anti-Statik, hypoallergen, komfortabel, hohe Atmungsaktivität, Glasfaserfrei, latexfrei, freundlich
Stil	Krawatte WASIT.
Größe	L115 * W137cm, 120 * 140 cm, 135 * 142cm usw. (Länge ist Größe von der Schulter)
Farbe	Blau, weiß, gelb, grün usw
Anwendungen	H.Ospital-klinische medizinische Personal und Patienten.Dust-freier Werkstatt, Labor, Lebensmittelindustrie, elektronische Hersteller usw.
Stichprobe	Kann innerhalb einer Woche kostenlos für Ihre Qualitätsprüfung geliefert werden
Zahlungsbezeichnung	T / T, L / C, D / A, D / P / Escrow
Lieferzeit	1 * 40HQ kann ca. 35 Tage beendet werden. (100.000. PCs pro Tag)
FOB-Port.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou



nt Honest
CA INTERNATIONAL





