

Indikationen

In Krankenhaus, Lebensmittelfabrik und staubfreier Workshop weit verbreitet

Normale Packung

100pcs/Bag, 10Bags/CTN

Spezifikationen der blauen PE -Ärmelabdeckung

Artikel	Einweg elastische Kunststoff wasserdichte blaue PE -Hülle - Abdeckungslieferanten
Material	SPORT
Gewicht	2,5-5g
Stil	mit Gummiband
Größe	20*40 cm, 20*44 cm, 20*60 cm usw. usw.
Farbe	blau
Verpackung	100pcs/Bag, 10Bags/CTN
PAckerdesign	Alle Innenbox- und Kartondrucke können als Design sein
Kartondesign	40*20*32 cm
Anwendungen	In Krankenhaus, Lebensmittelfabrik und staubfreier Workshop weit verbreitet
MOQ	50000pcs
Probe	kann innerhalb von 3 Tagen kostenlos für Ihre Qualitätsprüfung geliefert werden
Zahlungszeit	T/T, L/C, D/A, D/P/P/Puls
Lieferzeit	Wie Sie Quantität (wir können 100000 PCs pro Woche beenden)
FOB -Port	Wuhan/Shanghai/Ningbo/Guangzhou



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



