

Gedruckte Einweg-Non-gewebtes 3pl-Gesichtsmasken-Spezifikationen:

3-Schichten, draußen ist gedruckt, pp nicht gewebt, innere Schichten ist weiße PP nicht gewebt, mittlere Schicht ist hoch standardmäßig 99 Filterpapier.

Gewicht: 35 + 25 + 25g (bequem, ohne Glasfasern, Latex frei, weich und atmungsaktiv)

Größe: 17.5x9.5cm (Erwachsene)

Vorteile

1. Sehr geringe atmende Beständigkeit, frei von fremden Geruch, ohne anregendes Gefühl.
2. Die Nasenleiste kann anpassungsfähig, bequem, ohne Glasfasern, latexfrei sein.
3. PFE (Filtrationseffizienz nicht fettiger Partikel)  $\geq 30\%$ .
4. BFE (Bakterienfiltrationseffizienz)  $\geq 95\%$  (99%).
5. Verwenden Sie Ultraschallschweißtechnologie, bequemes Tragen.
6. Weiß, Blau, Grün, Rot, Rosa, Gelb kann verfügbar sein

Verpackung

Nicht steril, 50pcs / Box, 2000 stücke / ctn, kartongröße: 52x38x34cm,

Angaben

1. Sterile Produkte werden für krankenhaus klinische medizinische Personal und Patienten verwendet.
2. Nicht sterile Produkte können für staubfreie Werkstatt, Krankenhaus, Labor, Lebensmittelindustrie, elektronische Fertigerzeugnisse usw. verwendet werden.
3. Um zu verhindern, dass die Verbreitung von Körperflüssigkeiten und Blutspritzengehalt und Isolatstaub, Partikel, Alkohol, Blut, Bakterien und Viren eindringen.

Zahlungsfrist: T / T, L / C, D / A, D / P / ESECROW

Lieferzeit: Wie Sie an der Menge (wir können 1 Millon-PCs pro Tag beenden)

FOB-Anschluss: Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Einweg-chirurgische Gesichtsmaske

Beschreibung	Gedruckte Einweg-Vlies 3plische Gesichtsmaske Gedruckt Einweg-Vlies 3plische Gesichtsmaske
Material	3ply, pp nicht gewebt
Gewicht	35 + 25 + 25g (bequem, ohne Glasfasern, latexfrei.)
Stil	Elastische Ohrschleife (latexfrei)
Größe	17,5x9,5 cm (erwachsen)
Farbe	Weiß, Grün, Blau, Rosa, Gelb, Rosa, Orange, Lila, Rot (alle Farben können verfügbar sein)
Verpackung	Nicht steril: 50 Stück / Box, 2000pcs / ctn
Packungsdesign.	Alle inneren Kasten- und Kartonendrucks können als Design sein
Kartongröße	52x38x34cm.

Anwendungen	Krankenhaus klinisches medizinisches Personal und Patienten. staubfreier Werkstatt,, Labor, Lebensmittelindustrie, elektronische Hersteller usw.
Moq.	100000 PCs
Stichprobe	Kann innerhalb einer Woche kostenlos für Ihre Qualitätsprüfung geliefert werden
Zahlungsbezeichnung	T / T, L / C, D / A, D / P / ES