

Alle [Verstärkte OP-Kittel](#) von den hochwertigsten Materialien hergestellt sind, einen hervorragenden Schutz und höchsten Komfort bieten:

- nichtfusselnden Materialien sind glatt und bequem Hautreizungen zu beseitigen
- Hoch atmungsaktiv Konstruktionsschichten bleiben cool, auch bei langen Fällen
- Verschiedene Art können entsprechend Ihrer unterschiedlichen Anforderung angepasst werden

[Stoff Material](#)

SMS-Material

Stil	Mit Klettverschluss auf Kragen, Bindung an Taillenstrickmanschetten
Abmessungen S. Ize	X-3XL.
Stoff W acht	30-60g., C Ould sein Wie Ihre Anfrage
Farbe	Blaue Farbe
Zertifikat	ISO13485, FDA
MOQ:	10000. Stck
Verpackungsdesign	Kann als Design sein
Verpackung	1 stück / Kunststoff Papiertüte, 50pcs / ctn, oder als Ihre Anforderung
Fähigkeit	60.000. PCs pro Tag
Lieferzeit	7-30 Tage
Anwendungen	Labor, Klinik, Lebensmittelindustrie, staubfreier Werkstatt,Krankenhaus

Das Bild von [Verstärktes chirurgisches Kleid](#)



Set-in Sleeves



Raglan Sleeves



Waist card, more
nient distinction the belt



Heat-welded ties



Ultra-sonic heat
sealing seams







