

Der Stil der Einweg Bettlaken für Krankenhäuser

Flach, elastisch an zwei Enden, elastisch an vier Ecken;

Wir produzieren auch Keilrahmen.

Die Details zum Einwegbettlaken für Krankenhäuser

1. Material: SPP-Vlies, SMS, mikroporös, Spunlace
2. Gewicht: 20-100 g / m²
3. Farbe: weiß, grün, blau, gelb usw.
4. Größe: 200 cm * 120 cm / 200 cm * 90 cm / 180 cm * 120 cm / 180 cm * 90 cm / 90 * 60 cm (kann je nach Kundenwunsch erstellt werden)
5. Stil: elastisch an zwei Enden oder elastisch in vier Ecken, wir haben auch flachen Stil,
6. Es ist eine gute Barriere gegen Blut, Körperflüssigkeiten und Krankheitserreger, latexfrei, abriebfest, flusenarm, mit hoher Flüssigkeitsabweisung.
7. Es wird im Krankenhaus häufig für Notfallbetten und Operationsbetten verwendet.

Verpackung von Einwegbettlaken für Krankenhäuser

Sterile Verpackung	1 Stück / Sterilpapier-Plastiktüte, 50 Stück / Ctn
Normales Packen	5 Stück / Beutel, 50 Stück / Ctn
Anmerkungen: Alle können speziell an Ihre tatsächlichen Anforderungen angepasst werden	

Bilder von Einwegbettlaken für Krankenhäuser

