

Product details

Merkmale der SMS45g chirurgische Einweg-Kleidung

1. Die OP-Kittel ist langlebig, weich, leicht, bequem, Abrieb und statische Elektrizität resistent.
2. Die OP-Kittel ist luft- und dampfdurchlässig, während Wasser Flüssigkeit und Aerosol widerstehen.
3. Das Kleid ist aus 100% mit hoher Dichte SMS hergestellt, enthält keine Zusatzstoffe, Klebstoffe.
4. Der OP-Kittel ist speziell beschichtet, um effektiv schädlich, superfeine Staub, hohe densityinorganic Säuren, Laugen und Salzlösungen verhindern.

Spezifikation von SMS45g chirurgische Einweg-Kleidung

Beschreibung	SMS45g chirurgische Einweg-Bekleidungshersteller, medizinische chirurgische Einweg-Kittel, Krankenhaus OP-Kittel drapiert
Material	SMS (Polypropylen-Spinnvliesstoff + Meltblown Vliesstoff + Polypropylen-Spinnvliesstoff)
Größe	S (110 * 130 cm), M (115 * 137 cm), L (120 * 140 cm) XL (125 * 150cm) 2XL (130 * 150cm) oder andere kundenspezifische Größen
Grammage	16-65gsm verfügbar ist (wie Ihre Anfrage)
Einzelheiten	Steril und unsteril, Standard und verstärkten Stil, Standard- und Ultraschall, mit und ohne Handtücher. Klettverschluss am Kragen, bindet an der Taille, Strickbündchen
Farbe	blau
Verpackung	nicht steril, 10 PC / Beutel, 50pcs / ctn oder 100pcs / ctn. steril, 1 PC / sterilen Beutel, 50pcs / ctn oder 100 Stück / Karton
Anwendung	Medical & amp; Gesundheit / Haushalt / Labor
Charakteristisch	Haltbar, umweltfreundlich, ungiftig, atmungsaktiv und flexibel
	Anti-Alkohol, Anti-Blut, Anti-Öl, Anti-Bakterien,
	Wasserdicht, Säureschutz, Alkalibeweis, UV-Stabilisator, Nicht milder
Lieferung	Ein Behälter 40HQ kann innerhalb 15-25days finished werden.
Lagerung	Stored in trockenem, Luftfeuchtigkeit unter 80%, belüftet, nicht-korrosive Gase Lager
Zahlungsbedingungen	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, ESCROW, Paypal
Hinweis	1.this Produkt kann durch Ethylenoxid sterilisiert werden.
	2.Validity: 3 Jahre
OEM	1.Material oder andere Spezifikationen können je nach customers'requirements sein. 2.Customized Logo / Marke gedruckt. 3.Customized Verpackung erhältlich.

Zertifikat

CE, ISO13485, FDA

Product display





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

- 1, freies Probe.
- 2, Kleiner Auftrag annehmbar;
- 3, L / C, T / T, D / P Bedingungen zur Verfügung;
4. FOB, CNF, CIF, EXW Bedingungen zur Verfügung;
- 5, wettbewerbsfähige und stabile Preis, weil wir sind Fabrik.
- 6, qualifizierte Produkte. 3. Teil Produkt Inspektion ist akzeptabel.
- 7, OEM-Service. Weitere Optionen auf Material, Muster, Größe und Verpackung;
- 8, pünktliche Lieferung. Die beste Vorlaufzeit 25-30 Tag für einen Behälter 40HQ.
- 9, Profi-Export-Service. Dokumentation, freigabe, Seetransport, alles in einem.
- 10, gut Kundendienst. Wir kümmern uns Beschwerden, wie wir möchten Ihr langfristiger Lieferant sein!