

Einweg-Gesichtsmaske im Einzelpack

Produktbeschreibung

Einweg-3-Lagen-Vlies-Ohrschlaufenschutz für hochfiltrierte Gesichtsmasken

Hergestellt aus 3 Schichten, Innen- und Außenschicht PP-Vlies, Mittelschicht-Filterpapier mit hohem Standard 99. Ohrschlaufenstil.

Vorteil

1. Direkter Hersteller, ISO CE FDA-zertifizierte dreifach gewebte chirurgische Gesichtsmaske, jede Farbe.
2. ISO, CE, FDA, BFE > 99%, Typ II / Typ IIR-Standard.
3. Kapazität: 1000.000 Stück / Tag, 1 * 40HQ kann innerhalb von 10-15 Tagen fertiggestellt werden;
4. Lockerer, leichtes Atmen, umweltfreundliches OEM-Verpackungsdesign, Service innerhalb von 24 Stunden.
5. Hautfreundlich, hypoallergen, komfortabel, hoch atmungsaktiv, glasfaserfrei, latexfrei
- 6, kann einzeln verpackt werden.

Spezifikation

Material	3-fach PP-Vlies 25 g + Filter 25 g + pp Vlies 25 g
Eigenschaften	Hautfreundlich, hypoallergen, bequem, hoch atmungsaktiv, glasfaserfrei, latexfrei
Stil	Elastische Ohrschlaufen (latexfrei)
Größe	17,5 x 9,5 cm (Erwachsene)
Farbe	weiß, grün, blau, pink, gelb, pink, orange, lila, rot, apfelgrün, schwarz (alle Farben können verfügbar sein)
Verpackung	Nicht steril: 50 Stück / Karton, 2000 Stück / ctn oder 1000 Stück / ctn
Verpackungsdesign	Der gesamte Druck in der inneren Schachtel und im Karton kann Ihrem Design entsprechen
Kartongröße	52x38x30cm
Anwendung	Klinisches medizinisches Personal und Patienten des Krankenhauses. staubfreie Werkstatt, Labor, Lebensmittelindustrie, Elektronikfertigung und so weiter
MOQ	10.000 PCS
Stichprobe	Es kann innerhalb einer Woche kostenlos für Ihre Qualitätsprüfung abgegeben werden
Zahlungsbedingungen	T / T, L / C, D / A, D / P / ESCROW
Lieferzeit	1 * 40HQ kann innerhalb von 7-10 Tagen beendet werden. Entsprechend Ihrer Menge (2 Millionen Stück pro Tag)
FOB-Anschluss	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Verpackung & Versand

Nicht steril: 50 Stück / Karton, 40 Kartons / ctn oder 20 Kartons / ctn

unser Service

1. Stellen Sie Produkte von höchster Qualität bereit

Das professionelle QC-Team kontrolliert jeden Produktionsschritt bis zum Laden streng.

2. Schnellste Lieferzeit

Wenn dringend, kann 1 * 40HQ in 5-7 Tagen fertig sein!

Normalerweise kann 1 * 40HQ innerhalb von 10-15 Tagen fertig sein!

Hochsaison, 1 * 40HQ kann in 25-30 Tagen beendet werden!

3. Der günstigste Preis

Ständige Investitionen in die Verbesserung unserer Fachkräfte, Produkte und Prozesse, um die Kosten bei jedem Schritt zu minimieren!

4. Süßer und schneller Service

Unsere Mitarbeiter werden Ihre Fragen immer geduldig beantworten

in 5-10 Minuten.

5. Wir können auch helfen, verbundene Produkte zu finden.

Neben allen Arten von medizinischen Einwegprodukten können wir Ihnen auch dabei helfen, verwandte Produkte gemäß Ihrer Anfrage zu finden!

Firmeninformation

Wuhan Orient Honest Medical Products Co., Ltd. ("Orient Honest") ist ein globales Produktentwicklungs- und Direktherstellungsunternehmen, das sich auf Innovation und kostengünstige medizinische Versorgung und Schutzbedarf spezialisiert hat. Orient Honest hat unsere breite Produktpalette um Einweg-Schutzanzüge, OP-Kittel, Laborkittel, Gesichtsmasken, Bettlaken, OP-Kappen, Überschuhe, Ärmel, Regenmäntel, Schürzen, Mull, Baumwollrollen usw. erweitert.

Orient Honest ist ein schnell wachsendes Unternehmen. Kundenzufriedenheit ist immer unsere Mission und unser Ziel. Wir sind bestrebt, unsere Herstellungsprozesse kontinuierlich zu verbessern, die Produktleistung zu verbessern und neue kostengünstige Produkte zu entwickeln, um den Anforderungen verschiedener Kunden und Märkte gerecht zu werden. Alle unsere Produkte entsprechen internationalen Qualitätsstandards wie ISO13485, CE, FDA.

Unsere Waren wurden nach Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien usw. exportiert.