

Product details

Das Merkmal der Vliesbettlaken Abdeckung, Krankenhausgummi Bettwäsche

Stoff	Polypropylen, SMS, PP + PE, oder mikroporöser
Stil	Tailliert elastic design.Ideal für alle Größen und Arten von Schutz Betten
Funktion	Feuchtigkeitsfest fest~~POS=HEADCOMP
Größe	83 "L x 35" W Oder als Ihre Anforderungen
Verpackung	einzelv verpackt

We auch liefern:

- 1) Isolation Kittel, Patient Kittel, Besuch Kittel, Laborkittel, overall, schrubben Anzüge, Kimono
- 2) Kappen des Arztes, Gesichtsmaske, Bettwäsche, Bettdecken, Kissenbezüge, Ärmelschoner, Schuhe Abdeckungen, Bootabdeckungen etc.

Warum Uns Wählen ?

- 1) Direkte Hersteller von Bettlaken mit elastischen, Fabrikpreis;
- 2) 10.000 Stück / Tag, können wir 1 * 40 HQ Container in etwa 15 Tage zu beenden;
- 3) CE ISO FDA zugelassen, stabile Qualität
- 4) Service innerhalb von 24 Stunden kann Probe in 2 Tagen beendet werden, kostenlos probieren.

Product display

The regular shipment way



FAQ

Q1: .Wie lösen Sie Qualitätsprobleme wenn überhaupt?

A: Unsere Fabrik wird die höchste Aufmerksamkeit auf Qualitätsfragen zu zahlen. Wir werden tief die Ursache der Probleme untersuchen

und finden Sie die beste Lösung zukünftige Probleme zu vermeiden.

Inzwischen werden wir Entschädigung für unsere Kunden entsprechen.

Q2: Was ist Ihre Produkte Ablaufdatum?

A: Etwa 3-5 Jahre.

Q3: Verwenden Sie Ihr Unternehmen bieten jede Qualitätsmanagementsystem wie ISO, EN oder CE-Zertifikat (e)?

A: Ja, wir haben CE, ISO13485, FDA. REACH und NELSON Bericht.