

## Product details

### Die Verwendung von Polypropylen-medizinischen Masken

- 1) Die Maske wird im Krankenhaus weit verbreitet ist, klinische, medizinisches Personal und Patienten.
- 2) Es erstklassige Schutz gegen die gefährlichen Luft bieten in allen industriellen Arbeitssituationen gefunden wie Malerei,  
lab Werk chemische Lösungsmittel beteiligt, Chemische Düngemittel oder Pestizide, Geruch guard  
Sprühen, wenn der Abfallwirtschaft zu tun,  
Arbeiten mit Ölen und Gasdämpfe ... usw.

### Spezifikation von antiviralen facemask

- 1) Größe: 17,5 x 9,5 cm, eine Größe passt die meisten
- 2) Anpassbare Nase Bar, kein Reiz auf die menschliche Haut
- 3) Farben: Weiß / rosa / grün / blau / gelb, haben wir 11 Farben total
- 4) Hohe Filtereffizienz, Filter Pollen, Staub und Bakterien, BFE% & gt; 99%
- 5) Der Widerstand gegen das Eindringen von synthetischem Blut-120mmHg
- 6) Konform mit EN14683 und FDA-Qualitätsstandard

### Die Verpackung von BFE99 Masken





## The regular shipment way



## Our business process

