

Einweg-EO-steriles maßgeschneiderte Chirurgie Cesarian-Sektion Drapier-Pack-Set für die Klinik verwendet

|                      |  |
|----------------------|--|
| Produktname          | Einweg-EO-steriles maßgeschneiderte Chirurgie Cesarian-Sektion Drapier-Pack-Set für die Klinik verwendet |
| Anwendung            | Klinik, Krankenhaus usw.   |
| Material             | Vlies, SMS, SM / PE, Bi-Lam, Tri-Lam, PE-Film, SS etc  |
| Gewicht              | 30-50g sm etc.   |
| Produkteigenschaft   | 1. leichtes und weiches Gefühl   |
|                      | 2. Ausgezeichnete Wasserabsorption und wasserdicht   |
|                      | 3. Blockierung der Übertragung von Bakterien   |
| Größe (cm)           | Siehe Kompositionsliste oder als Anfrage   |
| Kartongröße          | 60 * 40 * 45 cm oder als Anfrage   |
| Farbe                | Blau   |
| Zertifikat           | CE & ISO13485.   |
| Sterlition           | Eo sterilisiert / nicht steril   |
| Zahlungsbezeichnung  | T / t, l / c & d / p   |
| Verpackung           | 1 SET / BLISTER BAG, 10 PC / Karton, von EO sterilisiert, kann angepasst werden                          |
| Versorgungsfähigkeit | 100000 PC / Monat  |
| Lieferzeit           | 20-40 Tage nach der Bestellung bestätigt   |
| Handelsbedingungen   | FOB, C & F und EXW   |
| Laden von Port.      | Wuhan oder Shanghai.   |
| OEM-Projekt          | Akzeptabel   |

| Kompositionsliste |                                 |                           |               |         |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|---------|
| Nein.             | Artikelname                     | Beschreibung              | Größe         | Einheit |
| 1.                | TRAPE NUTZUNG MIT KLEBEN        | 45g SMS + Klebeband       | 60 * 80 cm.   | 4.      |
| 2.                | Mitteldrapieren.                | 45g SMS.                  | 160 * 170 cm. | 2.      |
| 3.                | Back-Tischdeckel.               | 45g SMS + 55g PE-Film     | 115 * 225 cm. | 1.      |
| 4.                | Handtuch                        | 66g Weißbuch              | 40 * 40 cm.   | 2.      |
| 5.                | Verstärktes chirurgisches Kleid | 43g antistatische SMMS    | 120 * 150 cm. | 2.      |
| 6.                | C-Sektion drapieren             | 45g SMS.                  | 195 * 275 cm  | 1.      |
| 7.                | Nahtsack                        | 45g transparenter PE-Film | 33 * 43 cm.   | 1.      |
| 8.                | Mayo Stand Cover.               | PE-Film + 35g SMS         | 58 * 137 cm.  |         |