

Einweg-EO-steriles maßgeschneiderte Chirurgie Cesarian-Sektion Drapier-Pack-Set für die Klinik verwendet

Produktname	Einweg-EO-steriles maßgeschneiderte Chirurgie Cesarian-Sektion Drapier-Pack-Set für die Klinik verwendet
Anwendung	Klinik, Krankenhaus usw.
Material	Vlies, SMS, SM / PE, Bi-Lam, Tri-Lam, PE-Film, SS etc
Gewicht	30-50g sm etc.
Produkteigenschaft	1. leichtes und weiches Gefühl
	2. Ausgezeichnete Wasserabsorption und wasserdicht
	3. Blockierung der Übertragung von Bakterien
Größe (cm)	Siehe Kompositionsliste oder als Anfrage
Kartongröße	60 * 40 * 45 cm oder als Anfrage
Farbe	Blau
Zertifikat	CE & ISO13485.
Sterlition	Eo sterilisiert / nicht steril
Zahlungsbezeichnung	T / t, l / c & d / p
Verpackung	1 SET / BLISTER BAG, 10 PC / Karton, von EO sterilisiert, kann angepasst werden
Versorgungsfähigkeit	100000 PC / Monat
Lieferzeit	20-40 Tage nach der Bestellung bestätigt
Handelsbedingungen	FOB, C & F und EXW
Laden von Port.	Wuhan oder Shanghai.
OEM-Projekt	Akzeptabel

Kompositionsliste				
Nein.	Artikelname	Beschreibung	Größe	Einheit
1.	TRAPE NUTZUNG MIT KLEBEN	45g SMS + Klebeband	60 * 80 cm.	4.
2.	Mitteldrapieren.	45g SMS.	160 * 170 cm.	2.
3.	Back-Tischdeckel.	45g SMS + 55g PE-Film	115 * 225 cm.	1.
4.	Handtuch	66g Weißbuch	40 * 40 cm.	2.
5.	Verstärktes chirurgisches Kleid	43g antistatische SMMS	120 * 150 cm.	2.
6.	C-Sektion drapieren	45g SMS.	195 * 275 cm	1.
7.	Nahtsack	45g transparenter PE-Film	33 * 43 cm.	1.
8.	Mayo Stand Cover.	PE-Film + 35g SMS	58 * 137 cm.	