

Chirurgische Sicherheit schwarze Gesichtsmaske

Produktbeschreibung

Chirurgische Sicherheit schwarze Gesichtsmaske

Hergestellt aus 3-Schichten, Innen- und Außenschichten sind PP nicht gewebt, mittlere Schicht ist ein hoch-Standard-Filterpapier mit hohem Norm 99.With-Stil.

Vorteile

1. Hersteller, ISO-CE-FDA-zertifiziertes 3-plautiges, nicht gewebtes Einweg-chirurgische Gesichtsmaske, beliebige Farben.
- 2.Iso, CE, FDA, BFE> 99%, Typ II / Typ IIR-Standard.
- 3.Kapazität: 1000.000pcs / Tag, 1 * 40HQ können innerhalb von 10-15 Tagen abgeschlossen sein;
4. Laxet frei, leichter Atem, umweltfreundlich, OEM-Verpackungsdesign, Service in 24 Stunden.
- 5.Kinerfreundlich, hypoallergen, komfortabel, hohe Atmungsaktivität, Fiberglas frei, latexfrei
- 6, kann einzeln verpackt sein.

Spezifikationen

Material	3ply, PP Vlies 25g + Filter 25g + PP NON WOVN 25G
Feature	Hautfreundlich, hypoallergen, komfortabel, hohe Atmungsaktivität, Fiberglas frei, latexfrei
Stil	Elastische Ohrschleife (latexfrei)
Größe	17,5x9,5 cm (erwachsen)
Farbe	Weiß, Grün, Blau, Rosa, Gelb, Rosa, Orange, Lila, Rot, Apfelgrün, Schwarz, (alle Farben können verfügbar sein)
Verpackung	Nicht steril: 50 teile / box, 2000pcs / ctn oder 1000 teile / ctn
Packungsdesign.	Alle inneren Kasten- und Kartonendrucks können als Design sein
Kartongröße	52x38x30cm.
Anwendungen	Krankenhaus klinisches medizinisches Personal und Patienten. staubfreier Werkstatt,, Labor, Lebensmittelindustrie, elektronische Hersteller usw.
Moq.	10000 PCs
Stichprobe	Kann innerhalb einer Woche kostenlos für Ihre Qualitätsprüfung geliefert werden
Zahlungsbezeichnung	T / T, L / C, D / A, D / P / Escrow
Lieferzeit	1 * 40HQ kann innerhalb von 7-10 Tagen abgeschlossen sein. Sein Mengen (2 Millionen PCs pro Tag)
FOB-Port.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Verpackung & Versand.

Nicht steril: 50 PCs / Box, 40 Boxen / CTN oder 20 Boxen / CTN

Unsere Dienstleistungen

1. Geben Sie die hochwertigsten Produkte an

Das professionelle qc-Team steuert streng jeden Schritt der Produktion bis zum Laden.

2. Die schnellste Lieferzeit

Wenn dringend, 1 * 40HQ innerhalb von 5-7days beendet werden können!

Normalerweise können 1 * 40HQ innerhalb von 10-15 Tagen abgeschlossen sein!

Beschäftigte Saison, 1 * 40HQ kann innerhalb von 25 bis 30 Tagen abgeschlossen sein!

3. Der angemessenste Preis

Investieren Sie kontinuierlich in die Verbesserung unserer Fachkräfte, Produkte und Prozesse, um die Kosten für jeden Schritt zu minimieren!

4. Der süße und schnelle Service

Unsere Arbeiter werden immer so geduldig eine Antwort auf Ihre Fragen stellen

innerhalb von 5-10 Minuten.

5. Wir können auch helfen, verbundene Produkte zu selben.

Neben allen Arten von wegwerfbaren medizinischen Produkten können wir auch Ihrer Quelle die angeschlossenen Produkte als Ihre Nachfrage helfen!

Firmeninformation

Wuhan Orient Honest Medical Products Co., Ltd ("Orient Honest") ist eine globale Produktentwicklung und das direkte Fertigungsunternehmen, das sich auf Innovation und kostengünstige medizinische und Schutzartikel spezialisiert hat. Orient Honest ist auf unsere umfangreichen Produktlinien wie alle Arten von wegwerfbaren Schutzhüllen, chirurgischen Kleidern, Labormäntel, Gesichtsmasken, Bettlaken, chirurgischen Kappen, Schuhabdeckungen, Armärmeln, Regenponchos, Schürzen, Gaze-Tupfer, Baumwollrollen und so auf.

Orient Honest ist ein schnell wachsendes Unternehmen, die Kundenzufriedenheit ist immer unsere Mission und Ziele. Unser Engagement für die kontinuierliche Verbesserung unserer Fertigungsprozesse, die Produktentwicklung erhöht und neue kostengünstige Produkte entwickelt, um die Anforderungen verschiedener Kunden und Märkte zu erfüllen. Alle unsere Produkte entsprechen den internationalen Qualitätsstandards wie ISO13485, CE, FDA.

Unsere Waren werden bereits in Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien usw. exportiert.

[http:// https://www.china-disposable.com/products/disposable-surgical-face-mask.html](http://https://www.china-disposable.com/products/disposable-surgical-face-mask.html)