

## **TYPE IIR OP-Maske, 3 Lagen Einweg-Vollgesichtsmaske, medizinische Masken Gesicht**

### **Das Gewebematerial von OP-Maske**

- 1) Es ist nicht gewebten, ungiftig, keine Reizung, weich und angenehm;
- 2) Innen ist die PP Vlies mit antibakterieller Wirkung;
- 3) Mittlere ist die effiziente Filterschicht (hochwertige schmelzgeblasenen Gewebe);
- 4) Äußere ist die Gesundheit Grad Druck Spunbond Polypropylen.

### **Spezifikation von Einweg-Vollgesichtsmaske**

Ear-Schleife	Elastische Ohrbügel oder Krawatte auf
Nose Bar	Kunststoff oder Metall
Qualitätsstandard	TYPE IIR, N95, N99
MOQ	500.000 Stück
Zahlungsbedingungen	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, ESCROW, Paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit	1.000.000 Stück / Tag, 1 * 40 HQ ist in 15 Tagen beendet werden
Lieferzeit	Je nach der Menge, in der Regel 30 Tage nach Lieferung
Verpackungsdetails	50 Stück / Karton, 2000 PC / ctn oder als Ihre Anforderung

### **Wenn Einweg-Vollmaske tragen müssen wir darauf achten,**

- 1) Es ist das Wegwerfprodukt, verwenden Sie nur einmal, kann nicht wieder verwendet werden;
- 2) Bitte stoppen, wenn mit abnormer Atmung tragen;
- 3) lagern in trockenen und kühlen Ort.

### **Bild von medizinischen Gesichtsmasken**



