

## Product details

### EINpplikation von Einweg-blauen Blatt, Bettlaken

1. in Klinik, Krankenhaus, Restaurant, Lebensmittelverarbeitung, Schönheitssalon, Elektronik-Industrie, am meisten benutzt usw.
2. Reinigung, Medizin-Check, Lebensmittelverarbeitung, Gesundheitswesen, Hausarbeit, Wohnungsreinigung, Schönheitssalons, Campinggrill usw.
3. Populär von Kunden weltweit mit seiner ausgeprägten Eigenschaften, die staubdicht sein kann, ölbeständig, schmutzsicher, schützen Häute, und vor allem in der Lebensmittelindustrie und Medizintechnik eingesetzt.
4. Das Design der Hygiene, cgelehnt, und Schutzzweck.

### Das Merkmal von Einwegbettlaken medizinische

Stoff	Polypropylen, SMS, PP + PE, oder mikroporöser
Stil	Tailliert elastic design.Ideal für alle Größen und Arten von Schutz Betten
Funktion	Feuchtigkeitsfest fest~~POS=HEADCOMP
Größe	83 "L x 35" W Oder als Ihre Anforderungen
Verpackung	einzelnen verpackt

## Product display



### The regular shipment way

