

## Product details

### Das Merkmal der Tie-on Gesichtsmaske

- 1) Fluid-resistente, hoch Atem Fähigkeit und Spritzwasserschutz.
- 2) Typ IIR Qualitätsstandard, entspricht EN 14683, CE-Norm
- 3) Die Bakterienfiltrationseffizienz (BFE) von 99 Prozent
- 4) Es's gefalteter Entwurf und vertikale Bänder leisten hervorragende Gesichts-fit
- 5) Hergestellt aus einem speziellen Polypropylen-Material, nicht zytotoxische
- 6) PliLage Nase Gestaltung bar und voll Kinnschutz.

### Verpackung und Abmessungen der Hygiene-Gesichtsmaske

50 PC / bOchse. Kastengröße: 18 \* 10 \* 10cm

2000 pcs / ctn, CTN Größe: 52 \* 38 \* 42cm

Oder wie Ihre Anforderungen.

### Die Handelsbedingungen von Mundschutz Maske

MOQ	100000 Stück
Preis	Verhandelbar
Zahlungsbedingungen	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, ESCROW, Paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit	1,000,000 PC /Tag 1 * 40 HQ Container kann in 15 Tagen fertig sein
Lieferzeit	Normalerweise bestätigt 30 Tage nach der Bestellung
Sample	Probe frei ist, kann auch in 2 Tagen vorbereitet werden

## Product display



### The regular shipment way



## FAQ

Q1: Was ist Ihre Ausgabekapazität für Ihre wichtigen Bereich des Produkts?

A: Gesichtsmaske Kapazität: 1000.000 Stück / Tag.

Coverall, OP-Kittel, Laborkittel, Bettlaken Kapazität: 10.000 Stück / Tag.

Caps Kapazität: 200.000 Stück / Tag. Jede 1 \* 40HQ kann innerhalb von 1 Woche abgeschlossen sein.

Q2: Was ist Ihre MOQ jedes Produkt?

A: Gesichtsmaske / Kappen / Ueberziehsch / Arm Ärmel jeweils MOQ: 50.000 Stück.

Kleidung und Bettwäsche MOQ: 5000 Stück